



Pole Ideal Pars Co.  
www.medpip.com

## پایه پلاستیکی سیفتی باکس Ra نصب سیفتی باکس روی میله عمودی و دیوار

پایه پلاستیکی سیفتی باکس برای تمامی سیفتی باکس های Ra قابل استفاده است. پایه پلاستیکی سیفتی باکس P.I.P. علاوه بر نصب روی میله قابل نصب روی دیوار نیز می باشد. این پایه در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاهها مقاوم است و قابل اتوکلاو نیز می باشد.

ابعاد (عرض × طول)	سیفتی باکس مناسب	ایران کد
۹۰ mm × ۳۰ mm	تمامی مدل های Ra	۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول  
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰۱۹۷ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ / ۸۸۷۶۵۵۶۱  
تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ - ۸۸۷۶۷۰۱۹ - ۸۸۷۶۵۹۱۵ - ۸۸۷۶۵۸۴۷

@poleideal

@poleideal

+۹۸ ۹۱۲ ۳۳۴ ۰۱۹۷

Pole Ideal Pars Co.