



Pole Ideal Pars Co.  
www.medpip.com



## جعبه کرایو

### نگهداری و سازماندهی انواع لوله‌ها و میکروتیوب‌ها تا حجم ۲ میلی لیتر

محافظت ضامن دار است و مقطع مربعی آن موجب سهولت در چیدمان پایدار و انبارش مطمئن آن‌ها می‌شود. جعبه کرایو در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه‌ها مقاوم بوده و در رنگ‌های متنوع ارائه می‌شود. تنوع در رنگ‌بندی موجب تسهیل دسته‌بندی و تفکیک نمونه‌ها می‌شود.

از جعبه کرایو می‌توان جهت نگهداری لوله‌های کرایو و لوله‌های سانتریفوژ ۱/۵ ml و ۲ ml استفاده کرد. این جعبه از پلی پروپیلن ساخته شده و قابل اتوکلاو و فریز کردن است. کف جعبه کرایو دارای ردیف‌بندی ماتریسی بوده که امکان شناسایی آسان لوله‌ها را برای کاربر فراهم می‌آورد. این جعبه دارای درب شفاف و لولایی و قفل



-80°C

تعداد دربسته	ابعاد	لوله مناسب	مدل	ایران کد
۶	۱۴۰ mm × ۱۴۰ mm × ۵۵ mm	۲ ml	۱۰۰ خانه (۱۰ × ۱۰)	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۳

Instagram: poleideal

Phone: 09123340197

Email: Info@medpip.com

Company: Pole Ideal Pars Co.

تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک 12، طبقه اول

فکس: (۰۲۱)۸۸۷۶۰۰۶۱ و (۰۲۱)۸۸۷۶۷۱۵۹

تلفن: (۰۲۱) ۸۸۵۴۵۹۲۲

صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵

کد پستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴