




Pole Ideal Pars Co.  
www.medpip.com

## جالوله‌ای یونیورسال ۲

### نگهداری و سازماندهی انواع لوله‌های آزمایشگاهی

جالوله‌ای یونیورسال ۲ برای نگهداری انواع میکروتیوب‌ها، لوله‌های مخروطی شکل و لوله‌های آزمایش ساده مناسب است. این جالوله‌ای از پلی‌پروپیلن ساخته شده و قابل اتوکلاو و فریز کردن است. همچنین این جالوله‌ای جهت شناسایی آسان‌تر لوله‌ها دارای ردیف‌بندی ماتریسی است. جالوله‌ای یونیورسال ۲ در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه‌ها مقاوم است. این جالوله‌ای در رنگ‌های متنوع جهت سهولت در تفکیک و دسته‌بندی عرضه می‌شود.



ابعاد (mm)	لوله‌های مناسب	تعداد حفره	ایران کد
۱۷۳ × ۹۳ × ۵۴	لوله مخروطی ۵۰ ml	۴	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸
	لوله مخروطی ۱۵ ml، لوله با قطر ۱۶mm	۱۲	
	لوله با قطر ۱۲mm، میکروتیوب‌های ۱/۵ml تا ۲ml	۳۲	
	میکروتیوب ۰/۵ ml	۳۲	

Instagram: poleideal

Phone: 09123340197

Email: Info@medpip.com

Company: Pole Ideal Pars Co.

تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک 12، طبقه اول

فکس: ۸۸۷۶۵۰۶۱ (۰۲۱) و ۸۸۷۶۷۱۵۹ (۰۲۱)

تلفن: ۸۸۵۴۵۹۲۲ (۰۲۱)

صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵

کد پستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴