



پل ایده آل پارس  
POLE IDEAL PARS

لیست مصور محصولات ۱۴۰۲  
[www.medpip.com](http://www.medpip.com)





پل ایده آل تجهیز



پل ایده آل پارس

### سمپلر ۱۰-۱۰۰ μl

تک کاناله، حجم متغیر  
کد رنگی: نارنجی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۱۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۳۳۸  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۵



### سمپلر ۱-۱۰ μl

تک کاناله، حجم متغیر  
کد رنگی: سفید  
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۰/۵ μl

کد محصول: ۱۲۰۳۳۷  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۴



### سمپلر ۱ μl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: سفید  
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۰/۵ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۰  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۴



### سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

تک کاناله، حجم متغیر  
کد رنگی: آبی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۳۳۹  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۶



### سمپلر ۳ μl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: سفید  
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۰/۵ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۲  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۶



### سمپلر ۲ μl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: سفید  
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۰/۵ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۱  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۵



### سمپلر ۵ μl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: سفید  
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۰/۵ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۴  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۸



### سمپلر ۴ μl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: سفید  
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۰/۵ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۳  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۷



### سمپلر ۷ μl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: سفید  
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۰/۵ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۶  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۰



### سمپلر ۶ μl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: سفید  
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۰/۵ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۵  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۹



## سمپلر ۹µl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: سفید  
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۰/۵ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۸  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۲



## سمپلر ۸µl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: سفید  
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۰/۵ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۷  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۱



## سمپلر ۱۵µl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: نارنجی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۷۰  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۵



## سمپلر ۱۰µl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: سفید  
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۰/۵ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۸  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۳



## سمپلر ۲۵µl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: نارنجی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۷۲  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۷



## سمپلر ۲۰µl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: نارنجی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۷۱  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۶



## سمپلر ۴۰µl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: نارنجی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۷۴  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۹



## سمپلر ۳۰µl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: نارنجی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۷۳  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۸



## سمپلر ۶۰µl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: نارنجی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۷۶  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۱



## سمپلر ۵۰µl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: نارنجی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۷۵  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۰





### سمپلر ۷۵µl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: نارنجی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۱۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۷۸  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۳



### سمپلر ۷۰µl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: نارنجی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۱۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۷۷  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۲



### سمپلر ۹۰µl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: نارنجی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۱۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۰  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۵



### سمپلر ۸۰µl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: نارنجی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۱۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۷۹  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۴



### سمپلر ۱۱۰µl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: آبی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۲  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۸



### سمپلر ۱۰۰µl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: نارنجی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۱۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۱  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۶



### سمپلر ۱۵۰µl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: آبی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۴  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۰



### سمپلر ۱۲۰µl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: آبی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۳  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۹



### سمپلر ۲۲۰µl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: آبی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۶  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۲



### سمپلر ۲۰۰µl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: آبی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ µl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۵  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۱



## سمپلر ۳۰۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: آبی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۸  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۴



## سمپلر ۲۵۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: آبی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۷  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۳



## سمپلر ۴۵۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: آبی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۰  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۶



## سمپلر ۴۰۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: آبی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۹  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۵



## سمپلر ۶۰۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: آبی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۲  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۸



## سمپلر ۵۰۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: آبی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۱  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۷



## سمپلر ۷۵۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: آبی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۴  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۰



## سمپلر ۷۰۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: آبی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۳  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۹



## سمپلر ۹۰۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: آبی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۶  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۲



## سمپلر ۸۰۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت  
کد رنگی: آبی  
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۵  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۱



### پایه سمپلر گردان ۶ شاخه

دارای تعادل بالا

کد محصول: ۱۲۰۲۵۳  
ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۹



### سمپلر ۱۰۰۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت

کد رنگی: آبی

مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۷  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۳



### پیپت پاستور دارویی - رپید تست

۰/۲ ml

بسته ۱۰۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۱۸  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۹



### استند سمپلر ۵ خانه

قابل استفاده برای سمپلرهای تک

کاناله و چند کاناله به طور همزمان

کد محصول: ۱۲۰۴۵۱  
ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸



### پیپت پاستور پلاستیکی مدرج

۲ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۲۹  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۲



### پیپت پاستور پلاستیکی مدرج

۱/۵ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۲۸  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۱



### پیپت پاستور حباب متغیر

۴ ml - طول ۱۰ cm

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۱۹  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۴



### پیپت پاستور پلاستیکی مدرج

۳ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۳۰  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۳



### پیپت پاستور حباب متغیر

۴ ml - طول ۱۲ cm

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۲۰  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۵



### پیپت پاستور حباب متغیر

۴ ml - طول ۱۴ cm

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۲۱  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۶



## پیپت پاستور حباب متغیر

۵/۵ ml - طول ۱۹/۶ cm  
بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۲۳  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۸



## پیپت پاستور حباب متغیر

۵/۵ ml - طول ۱۷/۶ cm  
بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۲۲  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۷



## پیپت پاستور اکسترا

۷/۵ ml - طول ۲۶ cm  
بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۲۵  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۳۰



## پیپت پاستور حباب متغیر

۵/۵ ml - طول ۲۱/۶ cm  
بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۲۴  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۹



## پیپت پاستور اکسترا

۷/۵ ml - طول ۳۰ cm  
بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۲۷  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۳۲



## پیپت پاستور اکسترا

۷/۵ ml - طول ۲۸ cm  
بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۲۶  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۳۱



## جعبه نوک سمپلر زرد ۹۶ خانه

با درب لولایی قفل‌دار - قابل اتوکلاو  
بسته ۴ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۵۰  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۲



## جعبه نوک سمپلر آبی ۶۰ خانه

با درب لولایی قفل‌دار - قابل اتوکلاو  
بسته ۴ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۴۹  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۰



برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با محصولات  
شرکت پل‌ایده آل‌پارس (P.I.P.) کد زیر را اسکن کنید.



## جعبه نوک سمپلر کریستالی ۹۶ خانه

با درب لولایی قفل‌دار - قابل اتوکلاو  
بسته ۴ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۵۱  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۱



**سیفتی باکس ۳ لیتری**

مدل RC plus

 کد محصول: ۱۲۰۲۴۱  
 ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۸۰۷۵۰۰۲۶

**سیفتی باکس ۲ لیتری**

مدل RC plus

 کد محصول: ۱۲۰۲۴۰  
 ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۸۰۷۵۰۰۲۵

**سیفتی باکس ۵ لیتری**

مدل RC plus

 کد محصول: ۱۲۰۲۴۳  
 ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۸۰۷۵۰۰۲۸

**سیفتی باکس ۴ لیتری**

مدل RC plus

 کد محصول: ۱۲۰۲۴۲  
 ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۸۰۷۵۰۰۲۷

**سیفتی باکس ۷ لیتری**

مدل RC plus

 کد محصول: ۱۲۰۲۴۵  
 ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۸۰۷۵۰۰۳۰

**سیفتی باکس ۶ لیتری**

مدل RC plus

 کد محصول: ۱۲۰۲۴۴  
 ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۸۰۷۵۰۰۲۹

**سیفتی باکس ۲ لیتری**

مدل C plus

 کد محصول: ۱۲۰۲۵۲  
 ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۸۰۷۵۰۰۳۴

**سیفتی باکس ۱/۵ لیتری**

مدل C plus

 کد محصول: ۱۲۰۲۵۱  
 ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۸۰۷۵۰۰۳۳

**سیفتی باکس ۵ لیتری**

مدل C plus

 کد محصول: ۱۲۰۲۴۹  
 ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۸۰۷۵۰۰۳۲

**سیفتی باکس ۳ لیتری**

مدل C plus

 کد محصول: ۱۲۰۲۴۸  
 ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۸۰۷۵۰۰۳۱

**سیفتی باکس ۳/۵ لیتری**

مدل Ra

 کد محصول: ۱۲۰۱۲۶  
 ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۸۰۷۵۰۰۱۳

**سیفتی باکس ۲/۵ لیتری**

مدل Ra

 کد محصول: ۱۲۰۱۲۵  
 ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۸۰۷۵۰۰۱۶

**سیفتی باکس ۴/۵ لیتری**

مدل Ra

 کد محصول: ۱۲۰۱۲۸  
 ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۸۰۷۵۰۰۱۸

**سیفتی باکس ۴ لیتری**

مدل Ra

 کد محصول: ۱۲۰۱۲۷  
 ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۸۰۷۵۰۰۱۷




## سیفتی باکس ۸/۵ لیتری

مدل Ra

کد محصول: ۱۲۰۱۳۰  
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۹



## سیفتی باکس ۵/۵ لیتری

مدل Ra

کد محصول: ۱۲۰۱۲۹  
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۱



## سیفتی باکس ۱۱/۵ لیتری

مدل Ra

کد محصول: ۱۲۰۱۳۲  
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۲



## سیفتی باکس ۹/۵ لیتری

مدل Ra

کد محصول: ۱۲۰۱۳۱  
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۰



## سیفتی باکس ۲۲ لیتری

مدل Rb

کد محصول: ۱۲۰۰۶۷  
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۰



## سیفتی باکس ۱۵ لیتری

مدل Rb

کد محصول: ۱۲۰۰۶۶  
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹



## سیفتی باکس ۲۶/۳ لیتری

مدل XL

کد محصول: ۱۲۰۱۲۴  
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۳



## سیفتی باکس ۲۵ لیتری

مدل Rb

کد محصول: ۱۲۰۰۶۸  
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۱



## سیفتی باکس ۱/۵ لیتری

مدل Cd

کد محصول: ۱۲۰۰۰۱  
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



## سیفتی باکس ۰/۵ لیتری

مدل Cd

کد محصول: ۱۲۰۰۵۳  
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



## سیفتی باکس ۳ لیتری

مدل Cd

کد محصول: ۱۲۰۰۰۲  
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



## سیفتی باکس ۲ لیتری

مدل Cd

کد محصول: ۱۲۰۰۵۲  
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴



## سیفتی باکس ۷ لیتری

مدل Cc

کد محصول: ۱۲۰۰۰۴  
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷



## سیفتی باکس ۵ لیتری

مدل Cd

کد محصول: ۱۲۰۰۰۳  
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶



### سیفتی باکس ۸۰ سی سی

مدل جیبی

کد محصول : ۱۲۰۲۰۶  
ایران کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۴



### سیفتی باکس ۱۲ لیتری

مدل CC

کد محصول : ۱۲۰۰۰۵  
ایران کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸



### سیفتی باکس ۳۰۰ سی سی

مدل جیبی

کد محصول : ۱۲۰۰۲۷  
ایران کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



برای کسب اطلاعات تکمیلی در رابطه با محصولات، به  
جنرال کاتالوگ، وبسایت و اپلیکیشن شرکت پل ایده آل پارس (P.I.P.) مراجعه فرمایید.



[www.medpip.com](http://www.medpip.com)



جنرال کاتالوگ پل ایده آل پارس



اپلیکیشن پل ایده آل پارس



## آمپول بازکن یکبارمصرف - M

بسته ۱۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۹۱  
ایران کد: ۲۱۳۳۹۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



## آمپول بازکن یکبارمصرف - S

بسته ۱۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۹۰  
ایران کد: ۲۱۳۳۹۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



## پایه فلزی سیفتی باکس

مناسب سیفتی باکس های ۵ و ۳ و Cd  
۵ و ۳ plus C

کد محصول: ۱۲۰۰۰۶  
ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۲



## پایه فلزی سیفتی باکس

مناسب سیفتی باکس های ۲ و ۱/۵ و Cd  
۲ و ۱/۵ plus C

کد محصول: ۱۲۰۰۱۰  
ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۰۳



## پایه پلاستیکی RC plus

مناسب سیفتی باکس های ۵ و ۴ و ۳ و ۲ plus RC

کد محصول: ۱۲۰۲۳۴  
ایران کد: ۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۵



## پایه پلاستیکی Ra

مناسب سیفتی باکس های Ra

کد محصول: ۱۲۰۱۳۳  
ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۰۰۶



## پایه فلزی کوچک

مناسب سیفتی باکس های ۳ و ۲ plus RC

کد محصول: ۱۲۰۲۳۶  
ایران کد: ۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۰۰۲



## پایه فلزی رومیزی

مناسب سیفتی باکس های ۷ و ۶ plus RC

کد محصول: ۱۲۰۲۳۸  
ایران کد: ۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۰۰۰۴



## آداپتور اتصال پایه فلزی به میله

مناسب سیفتی باکس های RC plus

کد محصول: ۱۲۰۲۳۵  
ایران کد: ۲۱۳۴۸۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۰۰۱



## پایه فلزی بزرگ

مناسب سیفتی باکس های ۷ و ۶ و ۵ و ۴ plus RC

کد محصول: ۱۲۰۲۳۷  
ایران کد: ۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۳



## سینی تزریقات و پانسما

بزرگ

کد محصول: ۱۲۰۲۴۶  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۰۱۰



## سینی تزریقات و پانسما

کوچک

کد محصول: ۱۲۰۲۴۷  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۰۰۰۹



## ترالی سیفتی باکس XL

کد محصول: ۱۲۰۲۱۱  
ایران کد: ۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۰۰۱



**پیپت پاستور دارویی - ریپد تست**

۰/۲ ml

بسته ۱۰۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۱۸

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۹



**اسپاچولای پلاستیکی**

بسته ۲۵۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۲۶

ایران کد: ۲۱۳۳۹۲۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



**پیپت پاستور پلاستیکی مدرج**

۲ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۲۹

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۲



**پیپت پاستور پلاستیکی مدرج**

۱/۵ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۲۸

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۱



**پیپت پاستور حباب متغیر**

۱۰ cm - طول ۴ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۱۹

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۴



**پیپت پاستور پلاستیکی مدرج**

۳ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۳۰

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۳



**پیپت پاستور حباب متغیر**

۱۴ cm - طول ۴ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۲۱

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۶



**پیپت پاستور حباب متغیر**

۱۲ cm - طول ۴ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۲۰

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۵



**پیپت پاستور حباب متغیر**

۱۹/۶ cm - طول ۵/۵ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۲۳

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۸



**پیپت پاستور حباب متغیر**

۱۷/۶ cm - طول ۵/۵ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۲۲

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۷



**پیپت پاستور اکسترا**

۲۶ cm - طول ۷/۵ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۲۵

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۳۰



**پیپت پاستور حباب متغیر**

۲۱/۶ cm - طول ۵/۵ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۲۴

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۹



**پیپت پاستور اکسترا**

۳۰ cm - طول ۷/۵ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۲۷

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۳۲



**پیپت پاستور اکسترا**

۲۸ cm - طول ۷/۵ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۲۶

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۳۱



## تجهيزات نمونه برداری و نمونه گیری

### دسته فیلدوپلاتین

بسته ۶ عددی - ۱۲ متر سیم

کد محصول: ۱۳۰۰۲۶  
ایران کد: ۲۱۳۱۸۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



### لوپ استاندارد فلزی

بسته ۵۰ عددی

کد محصول: ۱۳۰۰۲۸  
ایران کد: ۲۸۱۲۴۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



### ظرف جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

۳/۵ لیتری

کد محصول: ۱۲۰۱۱۶  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



### ظرف جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

۲/۵ لیتری

کد محصول: ۱۲۰۰۲۴  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



### ظرف جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

۳/۵ لیتری - رنگی

کد محصول: ۱۲۰۴۳۰  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۱



### ظرف جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

۲/۵ لیتری - رنگی

کد محصول: ۱۲۰۴۲۹  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۰



### ظرف جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

۳/۵ لیتری - ایستاده

کد محصول: ۱۲۰۱۴۲  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۷



### ظرف جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

۲/۵ لیتری - ایستاده

کد محصول: ۱۲۰۱۴۱  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۶



### ظرف جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

۳/۵ لیتری - ایستاده رنگی

کد محصول: ۱۲۰۴۳۲  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۹



### ظرف جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

۲/۵ لیتری - ایستاده رنگی

کد محصول: ۱۲۰۴۳۱  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۸



### فایل نگهداری لام

ظرفیت: ۱۲۰۰ عدد لام

کد محصول: ۱۲۰۲۰۷  
ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۰



### ترالی فایل

مناسب فایل های لام، بلوک بافت و تیشوکاست

کد محصول: ۱۲۰۲۳۹  
ایران کد: ۲۱۳۴۴۲۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۱



### فایل نگهداری تیشوکاست

ظرفیت: ۱۵۱۲ عدد تیشوکاست

کد محصول: ۱۲۰۲۰۹  
ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۹



### فایل نگهداری بلوک بافت

ظرفیت: ۵۰۰ عدد بلوک

کد محصول: ۱۲۰۲۰۸  
ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۸



### قالب پردازش بافت (تیشوکاست)

درب دار - بسته ۵۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۳۸  
ایران کد: ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۵



### قالب پردازش بافت (تیشوکاست)

بدون درب - بسته ۵۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۳۱۶  
ایران کد: ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۶



### قالب بلوک‌گیری یکبارمصرف

ابعاد (mm):  $15 \times 15 \times 6$

کد محصول: ۱۲۰۱۹۹  
ایران کد: ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۰



### قالب بلوک‌گیری یکبارمصرف

ابعاد (mm):  $7 \times 7 \times 6$

کد محصول: ۱۲۰۱۹۸  
ایران کد: ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۲



### قالب بلوک‌گیری یکبارمصرف

ابعاد (mm):  $30 \times 24 \times 6$

کد محصول: ۱۲۰۲۰۱  
ایران کد: ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۱



### قالب بلوک‌گیری یکبارمصرف

ابعاد (mm):  $24 \times 24 \times 6$


کد محصول: ۱۲۰۲۰۰  
ایران کد: ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۰۸



### قالب بلوک‌گیری یکبارمصرف

ابعاد (mm):  $30 \times 20 \times 12$

کد محصول: ۱۲۰۲۰۳  
ایران کد: ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۴



### قالب بلوک‌گیری یکبارمصرف

ابعاد (mm):  $37 \times 24 \times 6$

کد محصول: ۱۲۰۲۰۲  
ایران کد: ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۳



### سینی برش بافت

کد محصول: ۱۲۰۰۸۹  
ایران کد: ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۰۱



### کپسول بافت استیل

بسته ۱۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۲۹  
ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



### قوطی مدفوع قاشق‌دار

کوچک - درب فشاری

کد محصول: ۱۲۰۴۵۴  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۳



### قوطی مدفوع قاشق‌دار

بزرگ - درب پیچی

کد محصول: ۱۲۰۴۵۳  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۲



### لوله مخروطی ۱۵ ml

مدرج - همراه با رک نگهدارنده  
بسته ۲۵ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۳۶  
ایران کد: ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳۸



### لوله مخروطی ۵۰ ml

مدرج - همراه با رک نگهدارنده  
بسته ۲۵ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۳۷  
ایران کد: ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳۹





## تجهیزات نمونه برداری و نمونه گیری

### سافت گارو پمپی

بزرگسال

کد محصول: ۱۲۰۳۰۰  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۱۵۰۸۰۷۵۰۰۰۳



### سافت گارو

بزرگسال

کد محصول: ۱۲۰۳۰۲  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۱۵۰۸۰۷۵۰۰۰۵



### گارو خونگیری

بزرگسال

کد محصول: ۱۲۰۰۱۸  
ایران کد: ۲۸۱۲۴۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



### سافت گارو پمپی

اطفال

کد محصول: ۱۲۰۳۰۱  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۱۵۰۸۰۷۵۰۰۰۴



### گارو خونگیری

اطفال - بسته ۲ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۲۳  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۱۵۰۸۰۷۵۰۰۰۲



### گارو خونگیری

اطفال

کد محصول: ۱۲۰۰۹۶  
ایران کد: ۲۸۱۲۴۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



### لوله نمونه برداری قاشقک دار

درب پیچی  
بسته ۱۰۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۱۷  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۴



### گارو فیکس وین

کد محصول: ۱۲۰۴۲۸  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۱۵۰۸۰۷۵۰۰۰۱



### لوله ۱۶×۱۰۰

بدون درب - پلیاستیکی (PP)  
بسته ۲۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۵۹  
ایران کد: ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



### لوله ۱۲×۱۰۰

بدون درب - پلیاستیکی (PP)  
بسته ۲۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۵۸  
ایران کد: ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



### لوله CBC

مدرج با درب قارچی - PS  
بدون ماده ضد انعقاد - بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۴۶۷  
ایران کد: ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲۱



### لوله CBC

مدرج با درب فشاری - PP  
بدون ماده ضد انعقاد - بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۹۱  
ایران کد: ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۳



### لوله ۱۲×۷۵ (گاما کانتر)

مات - PP  
بسته ۵۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۳۵  
ایران کد: ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹



### لوله ۱۲×۷۵ (گاما کانتر)

شفاف - PS  
بسته ۵۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۳۴  
ایران کد: ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸



### درب لوله لبه‌دار (قارچی)

قطر : ۱۳ mm ، بسته‌ی ۲۰۰ عددی  
لوله‌های مناسب (mm): ۱۳x۱۰۰ و ...

کد محصول : ۱۲۰۴۵۷  
ایران‌کد : ۲۸۱۸۲۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷



### درب لوله لبه‌دار (قارچی)

قطر : ۱۲ mm ، بسته‌ی ۲۰۰ عددی  
لوله‌های مناسب (mm): ۱۲x۷۵ و ۱۲x۱۰۰ و ...

کد محصول : ۱۲۰۴۵۵  
ایران‌کد : ۲۸۱۸۲۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



### لوله مخروطی ۵ ml

مدرج  
بسته ۵۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۳۲  
ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۶



### درب لوله لبه‌دار (قارچی)

قطر : ۱۶ mm ، بسته‌ی ۲۰۰ عددی  
لوله‌های مناسب (mm): ۱۶x۱۰۰ و ...

کد محصول : ۱۲۰۴۵۹  
ایران‌کد : ۲۸۱۸۲۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



### لوله مخروطی ۲۵ ml

مدرج  
بسته ۱۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۳۱  
ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۵



### لوله مخروطی ۱۵ ml

مدرج  
بسته ۱۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۱۹۳  
ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶



### لوله مخروطی کهربایی ۵ ml

مدرج  
بسته ۵۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۳۶  
ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۹



### لوله مخروطی ۵۰ ml

مدرج  
بسته ۵۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۱۹۴  
ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۲



### لوله مخروطی کهربایی ۲۵ ml

مدرج  
بسته ۱۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۳۵  
ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۸



### لوله مخروطی کهربایی ۱۵ ml

مدرج  
بسته ۱۰۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۳۳  
ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۷



### ست جمع‌آوری نمونه

فانل و لوله نمونه‌برداری قاشق‌دار

کد محصول : ۱۲۰۳۵۷  
ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۲۲



### لوله مخروطی کهربایی ۵۰ ml

مدرج  
بسته ۵۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۳۳۴  
ایران‌کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۲۰



### ست جمع‌آوری نمونه

فانل و لوله ۱۶x۱۰۰mm

کد محصول : ۱۲۰۳۵۸  
ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۲۳



### ست جمع‌آوری نمونه

فانل و لوله ۱۶x۵۴mm

کد محصول : ۱۲۰۳۵۹  
ایران‌کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۲۴



## تجهيزات نمونه برداری و نمونه گیری

### ست جمع آوری نمونه

فانل و لوله مخروطی 15ml

کد محصول : ۱۲۰۳۵۰  
ایران کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۵



### ست جمع آوری نمونه

فانل و لوله مخروطی 5ml

کد محصول : ۱۲۰۳۴۹  
ایران کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۴



### ست جمع آوری نمونه

فانل و لوله مخروطی 50ml

کد محصول : ۱۲۰۳۵۲  
ایران کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۷



### ست جمع آوری نمونه

فانل و لوله مخروطی 25ml

کد محصول : ۱۲۰۳۵۱  
ایران کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۶



### ست جمع آوری نمونه

فانل و لوله مخروطی کهربایی 15ml

کد محصول : ۱۲۰۳۵۴  
ایران کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۹



### ست جمع آوری نمونه

فانل و لوله مخروطی کهربایی 5ml

کد محصول : ۱۲۰۳۵۳  
ایران کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۸



### ست جمع آوری نمونه

فانل و لوله مخروطی کهربایی 50ml

کد محصول : ۱۲۰۳۵۶  
ایران کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۲۱



### ست جمع آوری نمونه

فانل و لوله مخروطی کهربایی 25ml

کد محصول : ۱۲۰۳۵۵  
ایران کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۲۰



برای کسب اطلاعات تکمیلی در رابطه با محصولات، به  
جنرال کاتالوگ، وبسایت و اپلیکیشن شرکت پل ایده آل پارس (P.I.P.) مراجعه فرمایید.



[www.medpip.com](http://www.medpip.com)



جنرال کاتالوگ پل ایده آل پارس



اپلیکیشن پل ایده آل پارس



### استند پیت و ترمومتر

۵۰ خانه

کد محصول: ۱۲۰۱۱۲  
ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



### استند پیت و ترمومتر

۲۵ خانه

کد محصول: ۱۲۰۱۱۱  
ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴



### پلاس رک - فالكون

لوله مخروطی ۱۵ و ۵ میلی لیتر  
ابعاد: ۲۴۰×۹۵×۵۸ mm - تعداد حفره: ۱۲

کد محصول: ۱۲۰۳۴۱  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷۶



### پلاس رک - میکروتیوب

میکروتیوب ۰/۵ ml  
ابعاد: ۲۴۰×۹۵×۴۴ mm - تعداد حفره: ۴۸

کد محصول: ۱۲۰۳۴۳  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷۸



### پلاس رک - کووت

کووت  
ابعاد: ۲۴۰×۹۵×۴۴ mm - تعداد حفره: ۳۰

کد محصول: ۱۲۰۳۴۵  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸۰



### پلاس رک - فالكون ترکیبی

لوله مخروطی ۵۰ و ۲۵ و ۱۵ و ۵ میلی لیتر  
ابعاد: ۲۴۰×۹۵×۵۸ mm - تعداد حفره: ۱۲

کد محصول: ۱۲۰۳۴۰  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷۵



### پلاس رک - میکروتیوب ترکیبی

میکروتیوب ۲ و ۱/۵ میلی لیتر  
ابعاد: ۲۴۰×۹۵×۴۴ mm - تعداد حفره: ۳۶

کد محصول: ۱۲۰۳۴۲  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷۷



### پلاس رک - کرایو

لوله های کرایو  
ابعاد: ۲۴۰×۹۵×۴۴ mm - تعداد حفره: ۳۶

کد محصول: ۱۲۰۳۴۴  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷۹



### رک نگهدارنده لوله مخروطی ۵۰ ml

۲۵ خانه  
بسته ۱۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۴۰  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲۸



### رک نگهدارنده لوله مخروطی ۱۵ ml

۲۵ خانه  
بسته ۱۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۳۹  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲۹



### تکرک کرایو

جعبه ۸ عددی

کد محصول: ۱۲۰۴۴۷  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶۶



### تکرک میکروتیوب دو طرفه

جعبه ۸ عددی

کد محصول: ۱۲۰۴۴۶  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶۷



### جالوله ای ساده - ۴۰ خانه

پلاستیکی - بازشو

کد محصول: ۱۲۰۰۲۳  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۴



### جالوله ای ساده - ۲۱ خانه

پلاستیکی - بازشو

کد محصول: ۱۲۰۰۲۲  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۳



## جالوله‌ای، جعبه نوک سمپلر، جعبه میکروتیوب

### جالوله‌ای ساده - ۹۰ خانه

پلاستیکی - بازشو

کد محصول: ۱۲۰۰۲۰  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶



### جالوله‌ای ساده - ۶۰ خانه

پلاستیکی - بازشو

کد محصول: ۱۲۰۰۲۱  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



### جالوله‌ای اپندورف

۱۰۰ خانه - پلاستیکی  
دارای ردیف بندی ماتریسی

کد محصول: ۱۲۰۰۲۸  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷



### جالوله‌ای یونیورسال ۲

چهارطرفه - پلاستیکی


کد محصول: ۱۲۰۰۴۰  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸



### جالوله‌ای فالتکون - ۵۰ خانه

پلاستیکی - بازشو


کد محصول: ۱۲۰۰۸۲  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



### جالوله‌ای فالتکون - ۲۸ خانه

پلاستیکی - بازشو

کد محصول: ۱۲۰۰۸۱  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



### جالوله‌ای مولتی‌رک

۴۲ خانه  
لوله‌های مناسب: ۱۲ x ۱۰۰ و گاما کانتر

کد محصول: ۱۲۰۱۸۲  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳۹



S12-42

### جالوله‌ای مولتی‌رک

۸۴ خانه  
لوله‌های مناسب: ۱۲ x ۱۰۰ و گاما کانتر

کد محصول: ۱۲۰۱۸۱  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳۸



L12-84

### جالوله‌ای مولتی‌رک

۳۰ خانه  
لوله‌های مناسب: ۱۶ x ۱۰۰

کد محصول: ۱۲۰۱۸۴  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴۱




S16-30

### جالوله‌ای مولتی‌رک

۶۰ خانه  
لوله‌های مناسب: ۱۶ x ۱۰۰

کد محصول: ۱۲۰۱۸۳  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴۰



L16-60

### جالوله‌ای مولتی‌رک فالتکون

۹ خانه  
لوله‌های مناسب: ۵۰ ml

کد محصول: ۱۲۰۱۸۶  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴۳



S 30-9

### جالوله‌ای مولتی‌رک فالتکون

۱۸ خانه  
لوله‌های مناسب: فالتکون ۵۰ ml

کد محصول: ۱۲۰۱۸۵  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴۲



L30-18

### جالوله‌ای مولتی‌رک کرایو

۴۲ خانه

کد محصول: ۱۲۰۱۸۸  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶۰



SC-42

### جالوله‌ای مولتی‌رک کرایو

۸۴ خانه

کد محصول: ۱۲۰۱۸۷  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵۹



LC-84



### جالوله‌ای مولتی‌رک میکروتیوب

۳۰ خانه

کد محصول : ۱۲۰۱۹۰  
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۵



SM - 30

### جالوله‌ای مولتی‌رک میکروتیوب

۶۰ خانه

کد محصول : ۱۲۰۱۸۹  
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۴



LM - 60

### جالوله‌ای مولتی‌رک

۷۲ خانه

لوله های مناسب : ۱۲×۱۰۰ و ۱۶×۱۰۰

کد محصول : ۱۲۰۱۹۶  
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۲



LT - 72

### جالوله‌ای مولتی‌رک فالكون

۳۹ خانه

لوله های مناسب : فالكون ۵۰ و ۱۵ ml

کد محصول : ۱۲۰۱۹۵  
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۳



LF - 39

### جعبه میکروتیوب ترکیبی

۵۴ خانه - درب لولایی قفل‌دار  
قابل اتوکلاو - بسته ۵ عددی

کد محصول : ۱۲۰۴۴۹  
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۹



### جعبه میکروتیوب ترکیبی

۶۹ خانه - درب لولایی قفل‌دار  
قابل اتوکلاو - بسته ۵ عددی

کد محصول : ۱۲۰۴۴۸  
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۸



### جعبه میکروتیوب ۰/۵ ml

۹۸ خانه - درب لولایی قفل‌دار - قابل اتوکلاو  
بسته ۵ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۴۶  
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۸



### جعبه میکروتیوب ۰/۲ ml

۱۵۳ خانه - درب لولایی قفل‌دار - قابل اتوکلاو  
بسته ۵ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۴۵  
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۷



### جعبه کرایو ۱۰۰ خانه

درب لولایی قفل‌دار - قابل اتوکلاو  
با کدبندی ماتریسی - بسته ۶ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۴۸  
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۳



### جعبه میکروتیوب ۱/۵ ml

۷۲ خانه - درب لولایی قفل‌دار - قابل اتوکلاو  
بسته ۵ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۴۷  
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۹



### جعبه نوک سمپلر زرد ۹۶ خانه

با درب لولایی قفل‌دار - قابل اتوکلاو  
بسته ۴ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۵۰  
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۲



### جعبه نوک سمپلر آبی ۶۰ خانه

با درب لولایی قفل‌دار - قابل اتوکلاو  
بسته ۴ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۴۹  
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۰



### رک زنجیره‌ای

بسته ۴۲ عددی

کد محصول : ۱۲۰۴۵۰  
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۷۰



### جعبه نوک سمپلر کریستالی ۹۶ خانه

درب لولایی قفل‌دار - قابل اتوکلاو  
بسته ۴ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۵۱  
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۱





## جالوله‌ای، جعبه نوک سمپلر، جعبه میکروتیوب

### رک مگامیکس ۱۵۰ خانه

مناسب لوله‌های ۱۶×۱۰۰

کد محصول: ۱۲۰۱۰۳  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۷



### جالوله‌ای پلاستیکی ۱۸ خانه

مدل T3

کد محصول: ۱۲۰۰۸۷  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۴



### رک چرخان

سری ۴ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۱۴  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۴



### رک مگامیکس ۲۱۶ خانه

مناسب لوله‌های ۱۲×۱۰۰

کد محصول: ۱۲۰۱۰۲  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۶



### رک حمل نمونه ۱۲ خانه

مناسب ظروف نمونه تا قطر ۵۸ mm

کد محصول: ۱۲۰۱۰۴  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۴



### رک پازلی

سری ۴ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۱۵  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۵



### رک حمل نمونه ۲۰ خانه

مناسب ظروف نمونه تا قطر ۴۸ mm

کد محصول: ۱۲۰۱۰۵  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۵



### رک حمل نمونه ۲۰ خانه

مناسب ظروف نمونه تا قطر ۴۳ mm

کد محصول: ۱۲۰۱۰۶  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۶



### رک حمل نمونه ۶۸ خانه

مناسب لوله‌های فالتون با قطر ۲۸ mm و ۱۶ mm

کد محصول: ۱۲۰۱۰۷  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۷



### بیوجار

ظرف حمل نمونه هوایی، زمینی، دریایی  
به همراه ۸ عدد نگهدارنده

کد محصول: ۱۲۰۱۵۲  
ایران کد: ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۴۰



### بیوجار

ظرف حمل نمونه هوایی، زمینی، دریایی  
ظرفیت: ۱/۵ L


کد محصول: ۱۲۰۱۵۳  
ایران کد: ۲۸۳۶۳۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



### نگهدارنده داخلی بیوجار

۴۹ حفره  
قطر: ۷/۵ mm


کد محصول: ۱۲۰۱۵۵  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۲



### نگهدارنده داخلی بیوجار

۲۰ حفره عمومی


کد محصول: ۱۲۰۱۵۴  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۳



### نگهدارنده داخلی بیوجار

۲۰ حفره  
قطر: ۱۵ mm


کد محصول: ۱۲۰۱۵۷  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۱



### نگهدارنده داخلی بیوجار

۲۵ حفره  
قطر: ۱۲ mm


کد محصول: ۱۲۰۱۵۶  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۶



### نگهدارنده داخلی بیوجار

۱۳ حفره  
قطر: ۲۰ mm


کد محصول: ۱۲۰۱۵۹  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۵



### نگهدارنده داخلی بیوجار

۲۲ حفره  
قطر: ۱۶ mm


کد محصول: ۱۲۰۱۵۸  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۰



### نگهدارنده داخلی بیوجار

۷ حفره  
قطر: ۳۴ mm


کد محصول: ۱۲۰۱۶۱  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۴



### نگهدارنده داخلی بیوجار

۷ حفره  
قطر: ۲۸ mm

کد محصول: ۱۲۰۱۶۰  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۷



### سینی تزریقات و پانسمان

بزرگ

کد محصول: ۱۲۰۲۴۶  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۱۰



### جعبه حمل نمونه بیولوژیکی

(LA.BOX)

کد محصول: ۱۲۰۲۱۰  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۴



### سینی نمونه برداری و حمل نمونه

عمومی

کد محصول: ۱۲۰۱۷۱  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۳



### سینی تزریقات و پانسمان

کوچک

کد محصول: ۱۲۰۲۴۷  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۹



## لوازم حمل تجهیزات و انتقال نمونه

### سینی نمونه برداری و حمل نمونه

با کیت لیوان

کد محصول: ۱۲۰۱۷۳  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۵



### سینی نمونه برداری و حمل نمونه

با کیت لوله

کد محصول: ۱۲۰۱۷۲  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۴



### ظرف حمل نمونه پاتولوژی

مناسب حمل هوایی، زمینی، دریایی  
با ۵ عدد نگهدارنده

کد محصول: ۱۲۰۱۷۴  
ایران کد: ۲۸۱۶۳۹۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۱



### ظرف حمل نمونه پاتولوژی

مناسب حمل هوایی، زمینی، دریایی


کد محصول: ۱۲۰۱۱۰  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸



### نگهدارنده داخلی ۴ حفره

قطر ۲۰ mm  
قابل استفاده در ظرف حمل نمونه پاتولوژی


کد محصول: ۱۲۰۱۷۶  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۱



### نگهدارنده داخلی ۳ حفره (فالكون)

قابل استفاده در ظرف حمل نمونه پاتولوژی  
مناسب لوله های فالكون


کد محصول: ۱۲۰۱۷۵  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۲



### نگهدارنده داخلی ۸ حفره

قطر ۱۲ mm  
قابل استفاده در ظرف حمل نمونه پاتولوژی


کد محصول: ۱۲۰۱۷۸  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۸



### نگهدارنده داخلی ۵ حفره

قطر ۱۶ mm  
قابل استفاده در ظرف حمل نمونه پاتولوژی

کد محصول: ۱۲۰۱۷۷  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۰



### کول باکس ۱۱ لیتری

(Cool Box)


کد محصول: ۱۲۰۰۸۸  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۹۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



### نگهدارنده داخلی ۱۵ حفره

قطر ۷/۵ mm  
قابل استفاده در ظرف حمل نمونه پاتولوژی

کد محصول: ۱۲۰۱۷۹  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۹



### کیف کمک های اولیه

کوچک

کد محصول: ۱۲۰۰۷۴  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۹۶۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



### کول باکس ۳۰ لیتری

(Cool Box)

کد محصول: ۱۲۰۱۹۷  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۹۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



### کیف کمک های اولیه

بزرگ

کد محصول: ۱۲۰۰۷۶  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۹۶۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



### کیف کمک های اولیه

متوسط

کد محصول: ۱۲۰۰۷۵  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۹۶۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



### کیف حمل نمونه

با کیت عمومی

کد محصول : ۱۲۰۱۱۹  
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴



### پایه دیواری کیف کمک‌های اولیه

بزرگ

کد محصول : ۱۲۰۰۷۷  
ایران کد : ۲۱۳۲۱۹۶۰۸۰۷۵۰۰۰۴



### کیف حمل نمونه

با کیت لیوان

کد محصول : ۱۲۰۱۱۸  
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



### کیف حمل نمونه

با کیت لوله

کد محصول : ۱۲۰۱۲۰  
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶



### کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۲۵ SS

کد محصول : ۱۲۰۲۱۲  
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۱



### کیف حمل نمونه

بدون کیت داخلی

کد محصول : ۱۲۰۱۲۲  
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷



### کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۲۵ SM

کد محصول : ۱۲۰۲۱۴  
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۳



### کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۲۵ MM

کد محصول : ۱۲۰۲۱۳  
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۲



### کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۵۵ MM

کد محصول : ۱۲۰۲۱۶  
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۵



### کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۵۵ SS

کد محصول : ۱۲۰۲۱۵  
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۴



### کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۷۵ SS

کد محصول : ۱۲۰۲۱۸  
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۷



### کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۵۵ SM

کد محصول : ۱۲۰۲۱۷  
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۶



### کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۷۵ SM

کد محصول : ۱۲۰۲۲۰  
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۹



### کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۷۵ MM

کد محصول : ۱۲۰۲۱۹  
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۸



## کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۹۵ LL

کد محصول: ۱۲۰۲۲۲  
ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۱



## کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۹۵ MM

کد محصول: ۱۲۰۲۲۱  
ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۰



## کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۲۰ MM

کد محصول: ۱۲۰۲۲۴  
ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۳



## کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۹۵ ML

کد محصول: ۱۲۰۲۲۳  
ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۲



## کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۲۰ ML

کد محصول: ۱۲۰۲۲۶  
ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۵



## کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۲۰ LL

کد محصول: ۱۲۰۲۲۵  
ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۴



## کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۵۰ LL

کد محصول: ۱۲۰۲۲۸  
ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۷



## کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۵۰ MM

کد محصول: ۱۲۰۲۲۷  
ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۶



## کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۹۰ MM

کد محصول: ۱۲۰۲۳۰  
ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۹



## کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۵۰ ML

کد محصول: ۱۲۰۲۲۹  
ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۸



## کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۹۰ ML

کد محصول: ۱۲۰۲۳۲  
ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۱



## کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۹۰ LL

کد محصول: ۱۲۰۲۳۱  
ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۰





### جار رنگ آمیزی دربدار

کد محصول : ۱۲۰۴۳۴  
ایران کد : ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹



### ترالی فایل

مناسب فایل های لام، بلوک بافت و تیشوکاست

کد محصول : ۱۲۰۲۳۹  
ایران کد : ۲۸۱۳۴۴۲۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



### ست رنگ آمیزی ۴ عددی

میکروبیولوژی

کد محصول : ۱۲۰۳۶۲  
ایران کد : ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۵



### ست رنگ آمیزی ۳ عددی

هماتولوژی

کد محصول : ۱۲۰۴۳۷  
ایران کد : ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۸



### ست رنگ آمیزی ۱۸ عددی

هیستولوژی و سیتولوژی و پاتولوژی

کد محصول : ۱۲۰۳۶۳  
ایران کد : ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۶



### ست رنگ آمیزی ۱۲ عددی

هیستولوژی و سیتولوژی

کد محصول : ۱۲۰۴۳۶  
ایران کد : ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۷



### جای لام شیاردار پلاستیکی

ظرفیت : ۲۱ عدد لام  
بسته ۶ عددی

کد محصول : ۱۲۰۰۱۴  
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۵



### سبد رنگ آمیزی دسته دار

۲۵ خانه

کد محصول : ۱۲۰۴۳۵  
ایران کد : ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۰



### جعبه جای لام ۲۵ خانه

با درب لولایی قفل دار- ABS

کد محصول : ۱۲۰۰۳۶  
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۰



### جعبه جای لام ۱۰ خانه

با درب لولایی قفل دار- ABS

کد محصول : ۱۲۰۰۳۵  
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۹



### جعبه جای لام ۱۰۰ خانه

با درب لولایی قفل دار- ABS

کد محصول : ۱۲۰۰۳۸  
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۲



### جعبه جای لام ۵۰ خانه

با درب لولایی قفل دار- ABS

کد محصول : ۱۲۰۰۳۷  
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۱



### فایل نگهداری لام

ظرفیت : ۱۲۰۰ عدد لام

کد محصول : ۱۲۰۰۲۷  
ایران کد : ۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۰



### سینی رنگ آمیزی

با جای لام شیاردار  
تمام پلاستیک

کد محصول : ۱۲۰۰۱۳  
ایران کد : ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۱





## تجهیزات آزمایش‌های میکروسکوپی و رنگ آمیزی

### فولدر لام دوخانه

بسته ۱۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۱۲  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۶



### فولدر لام تک‌خانه

بسته ۱۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۹۹  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۳



### لام گوده‌دار سرولوژی

۱۰ خانه

کد محصول: ۱۲۰۰۷۲  
ایران کد: ۲۸۱۶۳۹۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۶



### قلم الماس

کد محصول: ۱۳۰۱۳۹  
ایران کد: ۲۱۳۳۹۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



### لام گوده‌دار سرولوژی

۱۰ خانه - سفید

کد محصول: ۱۲۰۱۴۴  
ایران کد: ۲۸۱۶۳۹۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۶



### لام گوده‌دار سرولوژی

۱۲ خانه

کد محصول: ۱۲۰۰۷۳  
ایران کد: ۲۸۱۶۳۹۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۷



### لام شیشه‌ای میکروسکوپ کد ۷۱۰۲

بسته ۵۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۲۵۰  
ایران کد: ۲۸۱۶۳۹۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۷



### لام گوده‌دار سرولوژی

۱۲ خانه - سفید

کد محصول: ۱۲۰۱۴۵  
ایران کد: ۲۸۱۶۳۹۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۵



### لام پلاستیکی میکروسکوپ کد ۷۱۰۱

بسته ۵۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۴۶۸  
ایران کد: ۲۸۱۶۳۹۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۳



### لام پلاستیکی میکروسکوپ کد ۷۱۰۵

بسته ۵۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۴۶۵  
ایران کد: ۲۸۱۶۳۹۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۲



**بشر دسته‌دار ۲۵۰ ml**

مدرج - PP

 کد محصول: ۱۲۰۰۳۱  
 ایران کد: ۲۸۱۱۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱

**اپلیکاتور بدون پنبه**

 PS - شکننده  
 بسته ۵۰۰ عددی

 کد محصول: ۱۲۰۰۴۱  
 ایران کد: ۲۸۱۲۳۲۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱

**بشر دسته‌دار ۱۰۰۰ ml**

مدرج - PP

 کد محصول: ۱۲۰۰۳۳  
 ایران کد: ۲۸۱۱۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳

**بشر دسته‌دار ۵۰۰ ml**

مدرج - PP

 کد محصول: ۱۲۰۰۳۲  
 ایران کد: ۲۸۱۱۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲

**پیست یکپارچه**

۲۵۰ ml

 کد محصول: ۱۳۰۱۴۷  
 ایران کد: ۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱

**بشر دسته‌دار ۲۰۰۰ ml**

مدرج - PP

 کد محصول: ۱۲۰۰۳۴  
 ایران کد: ۲۸۱۱۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴

**پیست با درب و نازل یکپارچه**

۱۰۰۰ ml

 کد محصول: ۱۲۰۱۴۹  
 ایران کد: ۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶

**پیست با درب و نازل یکپارچه**

۵۰۰ ml

 کد محصول: ۱۲۰۱۴۸  
 ایران کد: ۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴

**پیست با درب و نازل یکپارچه لیبل‌دار**

۱۰۰۰ ml

 کد محصول: ۱۲۰۱۵۱  
 ایران کد: ۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷

**پیست با درب و نازل یکپارچه لیبل‌دار**

۵۰۰ ml

 کد محصول: ۱۲۰۱۵۰  
 ایران کد: ۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵

**جارشستشوی پلاستیکی - M**

ارتفاع ۴۲ cm - استوانه‌ای

 کد محصول: ۱۲۰۴۴۳  
 ایران کد: ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۲

**جارشستشوی پلاستیکی - S**

ارتفاع ۲۶ cm - استوانه‌ای

 کد محصول: ۱۲۰۴۴۲  
 ایران کد: ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۱

**جار شستشوی پلاستیکی - XL**

ارتفاع ۷۴ cm - استوانه‌ای

 کد محصول: ۱۲۰۴۴۵  
 ایران کد: ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۴

**جارشستشوی پلاستیکی - L**

ارتفاع ۵۷ cm - استوانه‌ای

 کد محصول: ۱۲۰۴۴۴  
 ایران کد: ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۳


## آبسلانگ پلاستیکی

بسته ۱۵۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۰۹  
ایران کد: ۲۱۳۳۲۱۳۰۸۰۷۵۰۰۰۲



## پیت شور اتوماتیک

تمام استیل

کد محصول: ۱۲۰۰۳۰  
ایران کد: ۲۸۳۳۳۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



## جای پلیت استیل

کد محصول: ۱۳۰۲۳۱  
ایران کد: ۲۸۱۲۲۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



## جای پیت استیل

کد محصول: ۱۳۰۲۳۲  
ایران کد: ۲۸۱۲۲۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



## جعبه قرص روزانه

کد محصول: ۱۲۰۱۱۳  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۳



## جعبه قرص روزانه - هفتگی

دارای نشانه گذاری با خط بریل

کد محصول: ۱۲۰۲۵۷  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۱



## رسیور پلاستیکی

با طول ۲۲ cm - قابل اتوکلاو  
بسته ۱۵۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۵۶  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۲



## جعبه قرص هفتگی

دارای نشانه گذاری با خط بریل

کد محصول: ۱۲۰۰۴۳  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۱



## رک خشک کن

کد محصول: ۱۲۰۲۳۳  
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷۴



## سبد استیل

سری ۲ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۶۳  
ایران کد: ۲۸۳۳۳۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



## سیتز بات (لگن هموروئید)

Sitz Bath

کد محصول: ۱۲۰۴۳۳  
ایران کد: ۲۱۳۲۹۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



## کاپ دارویی مدرج

کد محصول: ۱۲۰۰۹۸  
ایران کد: ۲۱۸۸۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



## لگن بهداشتی بیمار

کد محصول: ۱۲۰۰۹۷  
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۱۰۸۰۷۵۰۰۰۱



## ماسک بهداشتی

بسته ۱۲ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۰۰  
ایران کد: ۲۱۳۲۹۸۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



مزور ۱۰۰ ml

با پایه شش گوش - PP

کد محصول: ۱۲۰۰۸۵  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



مزور ۵۰ ml

با پایه شش گوش - PP

کد محصول: ۱۲۰۰۸۳  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



مزور ۵۰۰ ml

با پایه شش گوش - PP

کد محصول: ۱۲۰۰۸۶  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴



مزور ۲۵۰ ml

با پایه شش گوش - PP

کد محصول: ۱۲۰۰۸۴  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



دستکش نایلونی

آجدار - بسته ۱۰۰ عددی

کد محصول: ۱۳۰۰۱۹  
ایران کد: ۲۱۶۴۳۱۰۸۰۷۵۰۰۰۲



مزور ۱۰۰۰ ml

با پایه شش گوش - PP

کد محصول: ۱۲۰۰۶۱  
ایران کد: ۲۸۱۱۳۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



برای کسب اطلاعات تکمیلی در رابطه با محصولات، به  
جنرال کاتالوگ، وبسایت و اپلیکیشن شرکت پل ایده آل پارس (P.I.P.) مراجعه فرمایید.



[www.medpip.com](http://www.medpip.com)



جنرال کاتالوگ پل ایده آل پارس



اپلیکیشن پل ایده آل پارس



### سانتریفوژ کلاسیک

مدل PIT 140

حداکثر دور چرخش : ۷,۰۰۰ rpm  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۵,۶۴۳

ایران کد : ۲۸۳۵۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶



کد محصول : ۳۴۰۱

### روتور شش شاخه، ۹۰ درجه

حداکثر دور چرخش : ۶,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۵,۰۷۱

تعداد باگت: ۶ عدد

مناسب سانتریفوژ کلاسیک مدل PIT140

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵۲



کد محصول : ۱۴۴۶

لوله‌های مناسب :

|          |    |               |
|----------|----|---------------|
| 10×88    | mm | (4 ml)        |
| 17×100   | mm | (15 ml)       |
| 16×100   | mm | (5 – 8.5 ml)  |
| 17×102   | mm | (12 ml)       |
| 15×75    | mm | (4 – 5.5 ml)  |
| 11×92    | mm | (4.5 – 5 ml)  |
| 13×90    | mm | (4.9 ml)      |
| 15/16×92 | mm | (7.5 – 10 ml) |

### آداپتور لوله ته‌گرد ۱۳×۱۰۰

مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹  
یک عددی

لوله‌های مناسب : 13×100 mm (4-7ml)

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵۲



کد محصول : ۱۰۵۸


### آداپتور لوله میکروتیوب

مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹  
یک عددی

لوله‌های مناسب : 11×38 mm (1.5ml)

11×38 mm (2.0ml)

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶۱



کد محصول : ۱۴۱۰۶۳

### آداپتور لوله ته‌گرد ۱۳×۷۵

مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹  
یک عددی

لوله‌های مناسب : 12×75 mm (5 ml)

13×75 mm (1.6-5 ml)

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵۶



کد محصول : ۱۰۵۴- A

### روتور ۱۲ شاخه، ۹۰ درجه

حداکثر دور چرخش : ۵,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۲,۹۶۳

تعداد باگت: ۱۲ عدد

مناسب سانتریفوژ کلاسیک مدل PIT140

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵۳



کد محصول : ۱۴۴۲

لوله‌های مناسب :

|       |    |              |
|-------|----|--------------|
| 12×75 | mm | (5 ml)       |
| 13×65 | mm | (2.6-3.4 ml) |
| 11×66 | mm | (2.7-3 ml)   |
| 13×75 | mm | (1.6-5 ml)   |

### روتور مخروطی، ۳۵ درجه

حداکثر دور چرخش: ۷,۰۰۰ rpm  
 حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۵,۴۷۸  
 ظرفیت: ۶ لوله  
 مناسب سانتریفوژ کلاسیک مدل PIT140  
 لوله های مناسب: 34×100 mm (50 ml)  
 ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۵۴




کد محصول: ۱۴۳۷

### آداپتور فالكون ۵۰ml

مناسب روتور باکد ۱۴۳۷

لوله های مناسب:  
 29×115mm (Conical tube 50ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۶۲



کد محصول: ۱۴۱۶۴۱

### آداپتور فالكون ۱۵ml

مناسب روتور باکد ۱۴۳۷

لوله های مناسب:  
 17×120mm (Conical tube 15ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۶۳



کد محصول: ۱۴۱۶۳۱

لوله های مناسب:

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 17×100 mm | (15 ml)             |
| 11×92 mm  | (4.5-5ml)           |
| 13×90 mm  | (4.9 ml)            |
| 15×92 mm  | (7.5-10ml)          |
| 16×92 mm  | (7.5-10ml)          |
| 15×102 mm | (10 ml)             |
| 16×100 mm | (8-10 ml)           |
| 16×125 mm | (8 ml)              |
| 17×102 mm | (12 ml)             |
| 17×120 mm | (Conical tube 15ml) |

### روتور مخروطی، ۳۵ درجه

حداکثر دور چرخش: ۷,۰۰۰ rpm  
 حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۶,۴۳۵  
 ظرفیت: ۱۲ لوله  
 تعداد لوله فالكون 15ml: ۶ عدد  
 مناسب سانتریفوژ کلاسیک مدل PIT140  
 ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۵۵



کد محصول: ۱۴۳۹

### آداپتور لوله ته گرد ۱۳×۱۰۰

مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹  
 یک عددی

لوله های مناسب: 13×100 mm (4-7ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۲




کد محصول: ۱۰۵۸

### آداپتور لوله میکروتیوب

مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹  
 یک عددی

لوله های مناسب: 11×38 mm (1.5ml)  
 11×38 mm (2.0ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۶۱



کد محصول: ۱۴۱۰۶۳

### آداپتور فالكون ۵ml

مناسب روتور باکد ۱۴۳۹

لوله های مناسب: 17×67.5 mm (5 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۶۴



کد محصول: ۱۴۱۰۶۴

### آداپتور لوله ته گرد ۱۳×۷۵

مناسب روتور ۱۴۴۶ و ۱۴۳۹  
 یک عددی

لوله های مناسب: 12×75 mm (5 ml)  
 13×75 mm (1.6-5 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۶



کد محصول: 1054-A



سانتریفوژ یونیورسال یخچال دار

مدل Premium 20000R

حداکثر دور چرخش: ۲۰,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۵,۹۳۸

دامنه دما:  $-۵ + ۴^{\circ}\text{C}$

ایران کد: ۲۸۳۵۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴



کد محصول: ۲۴۰۶

سانتریفوژ یونیورسال کلاسیک

مدل Premium 20000

حداکثر دور چرخش: ۲۰,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۵,۹۳۸

ایران کد: ۲۸۳۵۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳



کد محصول: ۲۴۰۱

سانتریفوژ یونیورسال یخچال دار

مدل PIT 320 R

حداکثر دور چرخش: ۱۵,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۱,۳۸۲

دامنه دما:  $-۵ + ۴^{\circ}\text{C}$

ایران کد: ۲۸۳۵۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲



کد محصول: ۱۴۰۶

سانتریفوژ یونیورسال کلاسیک

مدل PIT 320

حداکثر دور چرخش: ۱۵,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۱,۳۸۲

ایران کد: ۲۸۳۵۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱



کد محصول: ۱۴۰۱

روتور مخروطی، ۴۰ درجه با آداپتور

حداکثر دور چرخش: ۲۰,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۵,۹۳۸

ظرفیت: ۱۲ لوله

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴۲



کد محصول: 200P

لوله‌های مناسب:

6 x 18 mm (0.2 ml)

6 x 45 mm (0.4 ml)

8 x 30 mm (0.5 ml)

8 x 45 mm (0.8 ml)

11 x 38 mm (1.5 ml)

11 x 38 mm (2.0 ml)

آداپتور روتور مخروطی

مناسب روتور 200P با ۲۰,۰۰۰ rpm

بسته ۱۲ عددی

لوله‌های مناسب: 6 x 18 mm (0.2 ml)

6 x 45 mm (0.4 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴۷



کد محصول: ۲۰۲۴

درب روتور مخروطی

مناسب روتور با کد 200P



کد محصول: ۸۰۰۹

روتور پلیت الایزا، ۹۰ درجه

حداکثر دور چرخش: ۴,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲,۲۱۸

تعداد باگت: ۲ عدد

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱۳



کد محصول: ۱۴۶۰

آداپتور روتور مخروطی

مناسب روتور 200P با ۲۰,۰۰۰ rpm

بسته ۱۲ عددی

لوله‌های مناسب: 8 x 30 mm (0.5 ml)

8 x 45 mm (0.8 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴۶



کد محصول: ۲۰۲۳

### روتور سیتولوژی، ۹۰ درجه

حداکثر دور چرخش: ۲۰۰۰ rpm  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۴۷۰  
ظرفیت: ۱۲ لام  
لام‌های مناسب: ۷۶ × ۲۶ mm

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۱



کد محصول: JC301P

### باگت فلزی پلیت الایزا

مناسب روتور پلیت الایزا با کد 1460

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۵



کد محصول: 1453-A

### فیلتر فائل سیتولوژی یک کاناله

با مقطع دایره‌ای  
مناسب فائل با کد 1531  
بسته ۵۰ عددی

ایران کد: ۲۸۳۵۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴




کد محصول: 1531F

### فائل سیتولوژی یک کاناله

با مقطع دایره‌ای  
مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P  
بسته ۵۰ عددی

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴۸



کد محصول: ۱۵۳۱

### فیلتر فائل سیتولوژی دو کاناله

با مقطع دایره‌ای  
مناسب فائل با کد 1530  
بسته ۵۰ عددی

ایران کد: ۲۸۳۵۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۰۵




کد محصول: 1530F

### فائل سیتولوژی دو کاناله

با مقطع دایره‌ای  
مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P  
بسته ۵۰ عددی

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴۹



کد محصول: ۱۵۳۰

### فیلتر فائل سیتولوژی

با مقطع مستطیلی  
مناسب فائل با کد 1535  
بسته ۵۰ عددی

ایران کد: ۲۸۳۵۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۰۶




کد محصول: 1535F

### فائل سیتولوژی

با مقطع مستطیلی  
مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P  
بسته ۵۰ عددی

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵۰



کد محصول: ۱۵۳۵

### روتور مخروطی، ۴۰ درجه با آداپتور

حداکثر دور چرخش: ۱۵،۰۰۰ rpm  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۱،۳۸۲  
ظرفیت: ۲۴ لوله

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۰۸



کد محصول: 1420A - P3

لوله‌های مناسب:

|         |    |          |
|---------|----|----------|
| 6 × 18  | mm | (0.2 ml) |
| 6 × 45  | mm | (0.4 ml) |
| 8 × 30  | mm | (0.5 ml) |
| 8 × 45  | mm | (0.8 ml) |
| 11 × 38 | mm | (1.5 ml) |
| 11 × 38 | mm | (2.0 ml) |

### آداپتور روتور مخروطی

مناسب روتور با کد 1420A - P3  
بسته ۱۰ عددی

لوله‌های مناسب : 8 × 30 mm (0.5 ml)  
8 × 45 mm (0.8 ml)

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۴۸



کد محصول : ۲۰۲۳

### آداپتور روتور مخروطی

مناسب روتور با کد 1420A - P3  
بسته ۱۰ عددی

لوله‌های مناسب : 6 × 18 mm (0.2 ml)  
6 × 45 mm (0.4 ml)

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۴۹



کد محصول : ۲۰۲۴

### روتور هماتوکریت

حداکثر دور چرخش: ۱۵,۰۰۰ rpm  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۱,۳۸۲  
ظرفیت : ۲۴ لوله  
لوله‌های مناسب : لوله مویی

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴



کد محصول : ۱۶۵۰

### درب روتور مخروطی

مناسب روتور با کد 160P1 و 1420A - P3

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۳



کد محصول : ۸۰۰۶

### ضربه‌گیر لوله مویی

مناسب روتور هماتوکریت با کد 1650  
بسته ۱۰ عددی

ایران کد : ۴۵۹۳۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲



کد محصول : ۸۰۰۷

### درب روتور هماتوکریت

مناسب روتور با کد 1650

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۲



کد محصول : ۸۰۰۵

### ضربه‌گیر لوله مویی

مناسب روتور هماتوکریت با کد 1650  
یک عددی

ایران کد : ۴۵۹۳۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱



کد محصول : ۸۰۰۷

### روتور مخروطی، ۳۵ درجه

حداکثر دور چرخش: ۱۲,۰۰۰ rpm  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۱۶,۵۸۲  
ظرفیت : ۱۲ عدد

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲



کد محصول : ۱۶۱۵

لوله‌های مناسب :

17 × 100 mm (15 ml)  
11 × 92 mm (4.5-5 ml)  
13 × 90 mm (4.9 ml)  
15 × 92 mm (7.5-10 ml)  
16 × 92 mm (7.5-10 ml)  
15 × 102 mm (10 ml)  
16 × 100 mm (8-10 ml)  
16 × 125 mm (8-10 ml)

### روتور مخروطی، ۳۵ درجه

حداکثر دور چرخش: ۶,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۴,۱۴۶

ظرفیت: ۱۲ عدد

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳



کد محصول: ۱۶۱۳

لوله های مناسب:

|        |    |             |
|--------|----|-------------|
| 17×100 | mm | (15 ml)     |
| 11×92  | mm | (4.5- 5 ml) |
| 13×90  | mm | (4.9 ml)    |
| 15×92  | mm | (7.5-10 ml) |
| 16×92  | mm | (7.5-10 ml) |
| 15×102 | mm | (10 ml)     |
| 16×100 | mm | (8-10 ml)   |
| 16×125 | mm | (8-10 ml)   |

### روتور فالكون مخروطی، ۳۵ درجه

حداکثر دور چرخش: ۱۲,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۱۶,۵۸۲

ظرفیت: ۱۲ عدد

ظرفیت لوله (فالكون): ۶ عدد

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۷



کد محصول: 1615P2

لوله های مناسب:

|        |    |             |
|--------|----|-------------|
| 17×100 | mm | (15 ml)     |
| 11×92  | mm | (4.5- 5 ml) |
| 13×90  | mm | (4.9 ml)    |
| 15×92  | mm | (7.5-10 ml) |
| 16×92  | mm | (7.5-10 ml) |
| 15×102 | mm | (10 ml)     |
| 16×100 | mm | (8-10 ml)   |
| 16×125 | mm | (8-10 ml)   |
| 17×120 | mm | (15 ml)     |

### روتور فالكون مخروطی، ۳۵ درجه

حداکثر دور چرخش: ۶,۰۰۰ rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۴,۱۴۶

ظرفیت: ۱۲ عدد

ظرفیت لوله (فالكون): ۶ عدد

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶



کد محصول: 1613P1

لوله های مناسب:

|        |    |             |
|--------|----|-------------|
| 17×100 | mm | (15 ml)     |
| 11×92  | mm | (4.5- 5 ml) |
| 13×90  | mm | (4.9 ml)    |
| 15×92  | mm | (7.5-10 ml) |
| 16×92  | mm | (7.5-10 ml) |
| 15×102 | mm | (10 ml)     |
| 16×100 | mm | (8-10 ml)   |
| 16×125 | mm | (8-10 ml)   |
| 17×120 | mm | (15 ml)     |

### آداپتور لوله ته گرد ۱۳×۱۰۰

مناسب روتورهای 1615 و 1613

1615P2 و 1613P1

یک عددی

لوله های مناسب: 13×100 mm (4-7ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۲



کد محصول: ۱۰۵۸

### باگت فالكون ۱۵ ml

مناسب روتورهای 1615P2 و 1613P1

یک عددی

لوله های مناسب: 17×120 mm (15 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳۰



کد محصول: ۱۶۴۷

### آداپتور لوله ته گرد ۱۳×۷۵

مناسب روتور 1615 و 1613 و 1615P2 و 1613P1

یک عددی

12×75 mm (5 ml)

لوله های مناسب: 12×82 mm (6 ml)

13×75 mm (1.6-5 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۷



کد محصول: ۱۰۵۴- B

### آداپتور لوله ته گرد ۱۳×۷۵

مناسب روتور 1615 و 1613 و 1615P2 و 1613P1

یک عددی

لوله های مناسب: 12×75 mm (5 ml)

13×75 mm (1.6-5 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۶



کد محصول: ۱۰۵۴- A

### روتور مخروطی، ۳۵ درجه

حداکثر دور چرخش: ۹,۰۰۰ rpm  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۹,۵۰۹  
تعداد باگت: ۶ عدد  
لوله‌های مناسب: (94 ml): 38 x 102 mm  
(85 ml): 38 x 106 mm

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۹



کد محصول: 1620A

### آداپتور فالكون ۵ml

مناسب روتور 1613 و 1615 و 1613P1 و 1615P2

مناسب روتور با کد ۱۴۳۹

لوله‌های مناسب: (5 ml): 17x67.5 mm

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶۴



کد محصول: ۱۴۱۰۶۴

### آداپتور فالكون ۱۵ ml - ۹۰۰۰ rpm

مناسب روتور مخروطی با کد 1620A

لوله‌های مناسب: (15 ml): 17x120 mm

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱۴



کد محصول: ۱۴۶۶

### آداپتور فالكون ۵۰ ml - ۹۰۰۰ rpm

مناسب روتور مخروطی با کد 1620A

لوله‌های مناسب: (50 ml): 29 x 115 mm

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱۳



کد محصول: ۱۴۵۴

### آداپتور فالكون ۱۵ ml - ۹۰۰۰ rpm

مقاوم به اسید

مناسب روتور مخروطی با کد 1620A  
لوله‌های مناسب: (15 ml): 17x120 mm

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴۲



کد محصول: 1466R

### آداپتور فالكون ۵۰ ml - ۹۰۰۰ rpm

مقاوم به اسید

مناسب روتور مخروطی با کد 1620A  
تعداد قابل استفاده در روتور: ۳ عدد  
لوله‌های مناسب: (50 ml): 29 x 115 mm

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴۱



کد محصول: 1454R

### باگت ۵ خانه با پولکی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

لوله‌های مناسب: (9 ml): 14x100 mm

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۰۳



کد محصول: ۱۳۷۰

### روتور چهار شاخه، ۹۰ درجه

حداکثر دور چرخش: ۴,۰۰۰ rpm  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲,۷۱۹  
تعداد باگت: ۴ عدد

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۰۱



کد محصول: ۱۶۲۴  
(بدون باگت)

### باگت ۱ خانه

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1624

لوله‌های مناسب: (50 ml): 34 x 100 mm

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۰۸



کد محصول: ۱۷۴۶

### باگت ۴ خانه با پولکی

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1624

لوله‌های مناسب: (15 ml): 17x100 mm  
(8.5-10 ml): 16x100 mm

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۰۱



کد محصول: ۱۳۶۹

### باگت ۲ خانه

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

لوله‌های مناسب: 24 x 100 mm (25 ml)  
26 x 95 mm (30 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۹



کد محصول: ۱۷۴۵

### باگت ۱۷ خانه با پولکی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

لوله‌های مناسب: 12 x 75 mm (5 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۷



کد محصول: ۱۳۷۲

### باگت ۴ خانه

به همراه لاستیک تنظیم ارتفاع و آداپتور  
مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

لوله‌های مناسب:  
12 x 75 mm (5 ml)  
12 x 82 mm (6 ml)  
12 x 100 mm (7 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲



کد محصول: ۱۳۶۹ - ۹۱

### باگت ۷ خانه با پولکی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

لوله‌های مناسب:  
15 x 75 mm (4-5.5 ml)  
13 x 65 mm (2.6-3.4 ml)  
17 x 100 mm (15 ml)  
16 x 75 mm (4-7 ml)  
13 x 75 mm (1.6-5 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴



کد محصول: ۱۷۴۲

### باگت ۷ خانه با پولکی

به همراه لاستیک تنظیم ارتفاع و آداپتور  
مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

لوله‌های مناسب:  
12 x 75 mm (5 ml)  
12 x 82 mm (6 ml)  
12 x 100 mm (7 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵



کد محصول: ۱۷۴۲ - ۹۱

### باگت ۱۰ خانه با پولکی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

لوله‌های مناسب:  
14 x 100 mm (9 ml)  
13 x 90 mm (4.9 ml)  
8 x 66 mm (1.1-1.4 ml)  
12 x 100 mm (7 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶



کد محصول: ۱۷۴۱



آداپتور لوله ته‌گرد ۱۳×۷۵

مناسب روتور 1370 و 1741  
یک عددی

لوله‌های مناسب : 12x75 mm (5 ml)  
13x75 mm (1.6-5 ml)

ایران‌کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۸



کد محصول: ۱۰۵۴- C

آداپتور لوله ته‌گرد ۱۳×۷۵

مناسب روتور 1369 و 1742  
یک عددی

لوله‌های مناسب : 12x75 mm (5 ml)  
13x75 mm (1.6-5 ml)

ایران‌کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۶



کد محصول: ۱۰۵۴- A

آداپتور فالكون ۴۰۰۰ rpm- ۵۰ ml

مناسب باگت فلزی با کد 1481

لوله‌های مناسب : 29 x 115 mm (50 ml)

ایران‌کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۱



کد محصول: ۱۳۸۴

باگت فلزی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

ایران‌کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۰



کد محصول: ۱۴۸۱

درب باگت فلزی روتور

مناسب باگت فلزی با کد 1481

ایران‌کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۹



کد محصول: ۱۴۹۲

آداپتور فالكون ۴۰۰۰ rpm- ۱۵ ml

مناسب باگت فلزی با کد 1481

لوله‌های مناسب : 17 x 120 mm (15 ml)

ایران‌کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۲



کد محصول: ۱۳۴۷

پولکی بزرگ

مناسب باگت‌های  
1369, 1369-91, 1742, 1742-91  
بسته ۱۰ عددی

ایران‌کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۰



کد محصول: ۰۷۱۶

پولکی بزرگ

مناسب باگت‌های  
1369, 1369-91, 1742, 1742-91  
یک عددی

ایران‌کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۴



کد محصول: ۰۷۱۶

پولکی کوچک

مناسب باگت‌های 1372, 1741, 1370  
بسته ۱۰ عددی

ایران‌کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۱



کد محصول: ۰۷۰۱

پولکی کوچک

مناسب باگت‌های 1372, 1741, 1370  
یک عددی

ایران‌کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۵



کد محصول: ۰۷۰۱

### آداپتور تنظیم قطر حفره

مناسب باگت‌های 1369-91 و 1742-91  
بسته ۱۰ عددی

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۴



کد محصول: ۸۰۰۱

### آداپتور تنظیم قطر حفره

مناسب باگت‌های 1369-91 و 1742-91  
یک عددی

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۲۸



کد محصول: ۸۰۰۱

### لاستیک تنظیم ارتفاع حفره

مناسب باگت‌های 1369-91 و 1742-91  
بسته ۱۰ عددی

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۵



کد محصول: ۸۰۰۲

### لاستیک تنظیم ارتفاع حفره

مناسب باگت‌های 1369-91 و 1742-91  
یک عددی

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۶



کد محصول: ۸۰۰۲

### باگت فلزی مکعبی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1494

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۲۴



کد محصول: ۱۴۲۷

### روتور چهارشاخه، ۹۰ درجه

حداکثر دور چرخش: ۵,۰۰۰ rpm  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): 4.193  
تعداد باگت: ۴ عدد

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۰



کد محصول  
(بدون باگت): ۱۴۹۴

### آداپتور مکعبی ۱۲ خانه

مناسب باگت فلزی با کد 1427  
لوله‌های مناسب: 12x100 mm (7 ml)  
11x92 mm (4.5 - 5 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۸



کد محصول: ۵۲۳۰

### آداپتور مکعبی ۶ خانه

مناسب باگت فلزی با کد 1427  
لوله‌های مناسب: 17x100 mm (15 ml)  
16x100 mm (8.5-10 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۷



کد محصول: ۵۲۳۱

### باگت (RST (Rapid Serological Test

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1494  
باگت به همراه آداپتور

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۳



کد محصول: ۱۴۸۰

### آداپتور مکعبی ۱ خانه

فالکون 50ml  
مناسب باگت فلزی با کد 1427  
لوله‌های مناسب: 29x115 mm (50 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۹



کد محصول: ۵۲۷۶

### روتور چهارشاخه، ۹۰ درجه

حداکثر دور چرخش: ۴۵۰۰ rpm  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۳,۳۲۸  
تعداد باگت: ۴ عدد

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۴



کد محصول: ۱۳۲۴  
(بدون باگت)

### آداپتور لوله ته‌گرد ۱۳×۷۵

مناسب آداپتور کد 5231  
یک عددی

لوله‌های مناسب: 12×75 mm (5 ml)  
13×75 mm (1.6-5 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۶



کد محصول: ۱۰۵۴-A

### آداپتور چهارخانه با پولکی

مناسب باگت فلزی با کد 1398  
لوله‌های مناسب:

14×100 mm (9 ml)  
17×100 mm (15 ml)  
16×92 mm (9-10 ml)  
15×102 mm (10 ml)  
16×75 mm (4-7 ml)  
17×100 mm (12 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۲۱



کد محصول: 1482 A

### باگت فلزی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1324



کد محصول: ۱۳۹۸

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۲۵

### آداپتور فالكون - ۵۰ ml

مناسب باگت فلزی با کد 1398  
لوله‌های مناسب: 29 x 115 mm (50 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۴۳



کد محصول: ۱۴۸۴

### آداپتور فالكون - ۱۵ ml چهارخانه

مناسب باگت فلزی با کد 1398  
لوله‌های مناسب: 17×120 mm (15 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۲۰



کد محصول: 1483 A

### روتور مخروطی استریپ

حداکثر دور چرخش: ۱۴,۰۰۰ rpm  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۱۵,۳۳۹  
(قابل استفاده فقط در دستگاه سانتریفوژ یخچال‌دار)  
زاویه: ۴۵ درجه

لوله‌های مناسب: 4 × Strip Tubes  
32 × 0.2 ml Tubes

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۵۱



کد محصول: 160P1

### روتور مخروطی استریپ، ۴۵ درجه

حداکثر دور چرخش: ۱۴,۰۰۰ rpm  
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۰,۸۱۷  
(قابل استفاده فقط در دستگاه سانتریفوژ یخچال‌دار)

لوله‌های مناسب: 6 × Strip Tubes  
48 × 0.2 ml Tubes

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۲



کد محصول: 160 P

### درب روتور مخروطی استریپ 160P1

مناسب روتورهای 160P1 و 1420-A

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۳



کد محصول: ۸۰۰۶

### درب روتور مخروطی استریپ 160P

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۷




کد محصول: ۸۰۰۸

### رولر میکسر همتولوژی دیجیتالی

مدل PITR8  
سرعت چرخش: 80 rpm

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۷




کد محصول: PITR8

### رولر میکسر همتولوژی

مدل PITR6B  
سرعت چرخش: 60 rpm

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴



کد محصول: PITR6B

### روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm  
مناسب لوله با قطر 25 mm  
ظرفیت: ۱۲ لوله (30 ml)  
(به همراه یک عدد روتورکد (DS25P))

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۴



کد محصول: PIT090D12.25

### روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm  
مناسب لوله با قطر 28 mm  
ظرفیت: ۱۲ لوله (50 ml)  
(به همراه یک عدد روتورکد (DS28P))

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۳



کد محصول: PIT090D12.28

### روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm  
مناسب لوله با قطر 12 mm  
ظرفیت: ۲۴ لوله (5 ml)  
(به همراه یک عدد روتورکد (DS12P))

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۶



کد محصول: PIT090D24.12

### روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm  
مناسب لوله با قطر 16 mm  
ظرفیت: ۱۲ لوله (15 ml)  
(به همراه یک عدد روتورکد (DS16P))

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۵



کد محصول: PIT090D12.16

### روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm  
مناسب لوله با قطر 10 mm  
ظرفیت: ۶۰ لوله (1.5 ml)  
(به همراه یک عدد روتورکد (CR60))

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۸



کد محصول: PIT090CR60

### روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm  
مناسب لوله با قطر 10 mm  
ظرفیت: ۳۶ لوله (1.5 ml)  
(به همراه یک عدد روتورکد (DS10P))

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۷




کد محصول: PIT090D36.10

### روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm  
مناسب لوله با قطر 28 mm  
ظرفیت: ۸ لوله (50 ml)  
(به همراه یک عدد روتورکد (CR8))

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۰



کد محصول: PIT090CR8

### روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm  
مناسب لوله با قطر 16 mm  
ظرفیت: ۱۶ لوله (15 ml)  
(به همراه یک عدد روتورکد (CR16))

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۹



کد محصول: PIT090CR16

### روتور دیسکی

مناسب مدل PIT 090

ظرفیت : ۱۶ لوله

لوله‌های مناسب : 17×100 mm (15 ml)

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۶



کد محصول : CR16

### روتور دیسکی

مناسب مدل PIT 090

ظرفیت : ۶۰ لوله

لوله‌های مناسب : 11×38 mm (1.5 ml)

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۵



کد محصول : CR60


### روتور دیسکی

مناسب مدل PIT 090

ظرفیت : ۸ لوله

لوله‌های مناسب : 29 x 115 mm (50 ml)

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۷



کد محصول : CR8


### روتور دیسکی

مناسب روتامیکس مدل PIT090

ظرفیت : ۱۲ لوله

لوله‌های مناسب : 12 x 50 ml Tubes, Ø25 mm

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۳



کد محصول : DS28P

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

28 x 106 mm

29 x 118 mm

29 x 116 mm (6 tubes)


### روتور دیسکی

مناسب روتامیکس مدل PIT090

ظرفیت : ۱۲ لوله

لوله‌های مناسب : 12 x 30 ml Tubes, Ø25 mm

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۴



کد محصول : DS25P

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

24 x 91 mm

### روتور دیسکی

مناسب روتامیکس مدل PIT090

ظرفیت : ۱۲ لوله

لوله‌های مناسب : 12 x 15 ml Tubes, Ø16 mm

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۵



کد محصول : DS16P

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

16 x 57 mm

16 x 62 mm

16 x 110 mm

16 x 119 mm

17 x 54 mm

17 x 96 mm

17 x 124 mm


### روتور دیسکی

مناسب روتامیکس مدل PIT090

ظرفیت : ۲۴ لوله

لوله های مناسب : 24 x 5 ml Tubes, Ø12 mm

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۶



کد محصول : DS12P

ابعاد لوله ها (ارتفاع X قطر) :

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 12 x 48 mm | 12 x 100 mm            |
| 12 x 60 mm | 12 x 106 mm            |
| 12 x 67 mm | 12 x 127 mm (12 tubes) |
| 12 x 72 mm | 12 x 105 mm            |
| 12 x 82 mm |                        |
| 12 x 84 mm |                        |
| 12 x 86 mm |                        |


### روتور دیسکی

مناسب روتامیکس مدل PIT090

ظرفیت : ۳۶ لوله

لوله های مناسب : 36 x 1.5 ml Tubes, Ø10 mm

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۷



کد محصول : DS10P

ابعاد لوله ها (ارتفاع X قطر) :

|                       |
|-----------------------|
| 10 x 40 mm            |
| 10 x 42 mm            |
| 10 x 48 mm            |
| 10 x 70 mm (24 tubes) |
| 11 x 40 mm            |
| 11 x 41 mm            |
| 11 x 45 mm            |

### روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm

ظرفیت : ۱۶ لوله (عمودی)

(به همراه یک عدد روتورکد (SV25P)

لوله های مناسب : 16 x 30 ml Tubes, Ø 25 mm

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۹



کد محصول: PIT180V16.25

### روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm

ظرفیت : ۱۶ لوله (عمودی)

(به همراه یک عدد روتورکد (SV28P)

لوله های مناسب : 16 x 50 ml Tubes, Ø 28mm

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۸



کد محصول: PIT180V16.28

### روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm

ظرفیت : ۱۶ لوله (عمودی)

(به همراه یک عدد روتورکد (SV12P)

لوله های مناسب : 16 x 5 ml Tubes, Ø 12 mm

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶



کد محصول: PIT180V16.12

### روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm

ظرفیت : ۱۶ لوله (عمودی)

(به همراه یک عدد روتورکد (SV16P)

لوله های مناسب : 16 x 15 ml Tubes, Ø 16 mm

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۰



کد محصول: PIT180V16.16

### روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm

ظرفیت : ۲۴ لوله (افقی)

(به همراه یک عدد روتورکد (SH28P)

لوله های مناسب : 24 x 50 ml Tubes, Ø 28mm

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۸



کد محصول: PIT180H24.28

### روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm

ظرفیت : ۳۲ لوله (عمودی)

(به همراه یک عدد روتورکد (SV10P)

لوله های مناسب : 32 x 1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۷



کد محصول: PIT180V32.10



**روتامیکس مدل PIT180**

حداکثر دور چرخش: 80 rpm  
ظرفیت: ۲۴ لوله (افقی)  
(به همراه یک عدد روتور کد SH16P)  
لوله‌های مناسب: 24×15 ml Tubes, Ø 16 mm

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۰



کد محصول: PIT180H24.16

**روتامیکس مدل PIT180**

حداکثر دور چرخش: 80 rpm  
ظرفیت: ۲۴ لوله (افقی)  
(به همراه یک عدد روتور کد SH25P)  
لوله‌های مناسب: 24 × 30 ml Tubes, Ø 25 mm

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۹



کد محصول: PIT180H24.25

**روتامیکس مدل PIT180**

حداکثر دور چرخش: 80 rpm  
ظرفیت: ۶۴ لوله (افقی)  
(به همراه یک عدد روتور کد SH10P)  
لوله‌های مناسب: 64×1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۲



کد محصول: PIT180H64.10

**روتامیکس مدل PIT180**

حداکثر دور چرخش: 80 rpm  
ظرفیت: ۲۴ لوله (افقی)  
(به همراه یک عدد روتور کد SH12P)  
لوله‌های مناسب: 24 × 5 ml Tubes, Ø 12 mm

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۱



کد محصول: PIT180H24.12

**روتامیکس مدل PIT180**

حداکثر دور چرخش: 80 rpm  
ظرفیت: ۲۴ لوله (افقی)  
(به همراه یک عدد روتور کد SHM24)  
لوله‌های مناسب: 17×100 (15 ml)

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۲



کد محصول: PIT180HM24

**روتامیکس مدل PIT180**

حداکثر دور چرخش: 80 rpm  
ظرفیت: ۴۸ لوله (افقی)  
(به همراه یک عدد روتور کد SH48)  
لوله‌های مناسب: 11×38 (1.5 ml)

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۱



کد محصول: PIT180H48

**روتامیکس مدل PIT180**

حداکثر دور چرخش: 80 rpm  
ظرفیت: ۳۲ لوله (عمودی)  
(به همراه یک عدد روتور کد SV32)  
لوله‌های مناسب: 11×38 (1.5 ml)

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۴



کد محصول: PIT180V32

**روتامیکس مدل PIT180**

حداکثر دور چرخش: 80 rpm  
ظرفیت: ۲۴ لوله (افقی)  
(به همراه یک عدد روتور کد SHL24)  
لوله‌های مناسب: 29×115 (50 ml)

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۳



کد محصول: PIT180HL24

**روتامیکس مدل PIT180**

حداکثر دور چرخش: 80 rpm  
ظرفیت: ۱۶ لوله (عمودی)  
(به همراه یک عدد روتور کد SVL16)  
لوله‌های مناسب: 29×115 (50 ml)

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۶



کد محصول: PIT180VL16

**روتامیکس مدل PIT180**

حداکثر دور چرخش: 80 rpm  
ظرفیت: ۱۶ لوله (عمودی)  
(به همراه یک عدد روتور کد SVM16)  
لوله‌های مناسب: 17×100 (15 ml)

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۵



کد محصول: PIT180VM16

### روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT 180  
ظرفیت : ۲۴ لوله  
لوله‌های مناسب : 17x100 mm (15 ml)

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۹



کد محصول : SHM24

### روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT 180  
ظرفیت : ۴۸ لوله  
لوله‌های مناسب : 11x38 mm (1.5 ml)

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۸



کد محصول : SH48

### روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT 180  
ظرفیت : ۳۲ لوله  
لوله‌های مناسب : 11x38 mm (1.5 ml)

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۱



کد محصول : SV32

### روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT 180  
ظرفیت : ۲۴ لوله  
لوله‌های مناسب : 29 x 115 mm (50 ml)

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۰



کد محصول : SHL24

### روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT 180  
ظرفیت : ۱۶ عدد  
لوله‌های مناسب : 29 x 115 mm (50 ml)

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۳



کد محصول : SVL16

### روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT 180  
ظرفیت : ۱۶ لوله  
لوله‌های مناسب : 17x100 mm (15 ml)

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۲



کد محصول : SVM16

### روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180  
ظرفیت : ۱۶ لوله  
لوله‌های مناسب : 16x30ml Tubes, Ø25 mm  
24x91 mm

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۹



کد محصول : SV25P

### روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180  
ظرفیت : ۱۶ لوله  
لوله‌های مناسب : 16 x 50 ml Tubes, Ø 28 mm

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۱



کد محصول : SV28P

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

28 x 106 mm  
29 x 118 mm  
29 x 116 mm

### روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180

ظرفیت : ۱۶ لوله

لوله‌های مناسب : 16 × 15ml Tubes, Ø16 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۷



کد محصول: SV16P

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

|          |    |
|----------|----|
| 16 × 57  | mm |
| 16 × 62  | mm |
| 16 × 110 | mm |
| 16 × 119 | mm |
| 17 × 54  | mm |
| 17 × 96  | mm |
| 17 × 124 | mm |


### روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180

ظرفیت : ۱۶ لوله

لوله‌های مناسب : 16 × 5ml Tube, Ø12 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۵



کد محصول: SV12P

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

|         |    |          |                |
|---------|----|----------|----------------|
| 12 × 48 | mm | 12 × 100 | mm             |
| 12 × 60 | mm | 12 × 106 | mm             |
| 12 × 67 | mm | 12 × 127 | mm ( 8 tubes ) |
| 12 × 72 | mm | 13 × 105 | mm             |
| 12 × 82 | mm |          |                |
| 12 × 84 | mm |          |                |
| 12 × 86 | mm |          |                |

### روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180

تعداد لوله : ۳۲ عدد

لوله‌های مناسب : 32 × 1.5ml Tubes, Ø10 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۳



کد محصول: SV10P

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 10 × 40 | mm              |
| 10 × 42 | mm              |
| 10 × 48 | mm              |
| 10 × 70 | mm ( 16 tubes ) |
| 11 × 40 | mm              |
| 11 × 41 | mm              |
| 11 × 45 | mm              |

### روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180

ظرفیت : ۲۴ لوله

لوله‌های مناسب : 24 × 50 ml Tubes, Ø28 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۰



کد محصول: SH28P

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

|          |    |
|----------|----|
| 28 × 106 | mm |
| 29 × 118 | mm |
| 29 × 116 | mm |

### روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180

ظرفیت : ۲۴ لوله

لوله‌های مناسب : 24 × 30 ml Tubes, Ø25 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۸



کد محصول: SH25P

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

|         |    |
|---------|----|
| 24 × 91 | mm |
|---------|----|

### روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180

ظرفیت : ۲۴ لوله

لوله‌های مناسب : 24 x 15 ml Tubes, Ø16 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۶



کد محصول : SH16P

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

|          |    |
|----------|----|
| 16 x 57  | mm |
| 16 x 62  | mm |
| 16 x 110 | mm |
| 16 x 119 | mm |
| 17 x 54  | mm |
| 17 x 96  | mm |
| 17 x 124 | mm |

### روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180

ظرفیت : ۲۴ لوله

لوله‌های مناسب : 24 x 5ml Tubes, Ø12 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۴



کد محصول : SH12P

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

|         |    |          |                 |
|---------|----|----------|-----------------|
| 12 x 48 | mm | 12 x 100 | mm              |
| 12 x 60 | mm | 12 x 106 | mm              |
| 12 x 67 | mm | 12 x 127 | mm ( 18 tubes ) |
| 12 x 72 | mm | 12 x 105 | mm              |
| 12 x 82 | mm |          |                 |
| 12 x 84 | mm |          |                 |
| 12 x 86 | mm |          |                 |


### روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180

ظرفیت : ۶۴ لوله

لوله‌های مناسب : 64 x 1.5ml Tubes, Ø10 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۲



کد محصول : SH10P

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

|         |               |
|---------|---------------|
| 10 x 40 | mm            |
| 10 x 42 | mm            |
| 10 x 48 | mm            |
| 10 x 70 | mm (32 tubes) |
| 11 x 40 | mm            |
| 11 x 41 | mm            |
| 11 x 45 | mm            |

### کلیپس پلاستیکی روتامیکس

با قطر 25 mm

مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090

بسته ۱۰ عددی

لوله‌های مناسب : 30 ml Tubes, Ø 25 mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲



کد محصول : C25

### کلیپس پلاستیکی روتامیکس

با قطر 28 mm

مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090

بسته ۱۰ عددی

لوله‌های مناسب : 50 ml Tubes, Ø 28mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱



کد محصول : C28

### کلیپس پلاستیکی روتامیکس

با قطر 12 mm

مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090

بسته ۱۰ عددی

لوله‌های مناسب : 5 ml Tubes, Ø 12 mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴



کد محصول : C12

### کلیپس پلاستیکی روتامیکس

با قطر 16 mm

مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090

بسته ۱۰ عددی

لوله‌های مناسب : 15 ml Tubes, Ø 16 mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳



کد محصول : C16

**کلیپس استیل ضد زنگ روتامیکس**

مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090  
بسته ۱۰ عددی  
لوله‌های مناسب: 1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۶



کد محصول: CS10

**کلیپس پلاستیکی روتامیکس**

با قطر 10 mm  
مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090  
بسته ۱۰ عددی  
لوله‌های مناسب: 1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۵




کد محصول: C10

**کلیپس استیل ضد زنگ روتامیکس**

مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090  
بسته ۱۰ عددی  
لوله‌های مناسب: 50 ml Tubes, Ø 28 mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۸



کد محصول: CS28

**کلیپس استیل ضد زنگ روتامیکس**

مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090  
بسته ۱۰ عددی  
لوله‌های مناسب: 15 ml Tubes, Ø 16 mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۷



کد محصول: CS16

**شیکر روتاتور با سینی پتری دیش**

حداکثر دور چرخش: 500 rpm  
کورس حرکتی سینی: 10 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۷



کد محصول:  
PIT10LOAS260.3

**شیکر روتاتور با سینی یونیورسال**

حداکثر دور چرخش: 500 rpm  
کورس حرکتی سینی: 10 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۵



کد محصول:  
PIT10LOAS260.1

**سینی یونیورسال**

به همراه ۴ عدد ست نگهدارنده  
مناسب شیکر روتاتور مدل PIT10LO

ایران‌کد: ۲۸۳۸۱۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲



کد محصول: AS 260.1

**شیکر روتاتور با سینی قیف جداکننده**

حداکثر دور چرخش: 500 rpm  
کورس حرکتی سینی: 10 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۶



کد محصول:  
PIT10LOAS260.5

**سینی قیف جداکننده**

به همراه ۴ عدد ست نگهدارنده  
مناسب شیکر روتاتور مدل PIT10LO

ایران‌کد: ۲۸۳۸۱۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳



کد محصول: AS 260.5

**سینی پتری دیش**

مناسب شیکر روتاتور مدل PIT10LO

ایران‌کد: ۲۸۳۸۱۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱



کد محصول: AS260.3



### شیکر میکروپلیت مدل PIT3.0

حداکثر دور چرخش: 1100 rpm  
کورس حرکتی سینی: 3 mm  
(به همراه سینی لاستیکی)

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۱



کد محصول: PIT3.0

### ست نگهدارنده (ارلن گیر)

شامل یک عدد ارلن گیر و ۲ عدد پیچ نگهدارنده  
مناسب سینی یونیورسال و قیف جداکننده

ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۱



کد محصول: AS 1.61

### انکوباتور کلاسیک ۱۱۵ لیتری

حجم: ۱۱۵ لیتر  
دامنه دما (°C): دمای محیط الی ۱۰۰  
قابلیت اتصال به کامپیوتر

ایران کد: ۲۸۳۲۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴



کد محصول: PIT115

### راکر شیکر مدل PIT16D

نوع حرکت: الاکلنگی  
دامنه حرکتی سینی: ۱۶۰  
سرعت همزن: ۵ الی ۸۰ دور در دقیقه

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۴



کد محصول: PIT16D

### انکوباتور کلاسیک مدل PIT053

حجم: ۵۳ لیتر  
دامنه دما (°C): دمای محیط الی ۱۰۰  
قابلیت اتصال به کامپیوتر

ایران کد: ۲۸۳۲۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱



کد محصول: PIT053

### انکوباتور یخچال دار ۱۱۵ لیتری

حجم: ۱۱۵ لیتر  
دامنه دما (°C): ۵- الی ۱۰۰  
قابلیت اتصال به کامپیوتر

ایران کد: ۲۸۳۲۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵



کد محصول: PIT115R

### انکوباتور شیکردار مدل PIT053RS

حجم (بدون شیکر): ۵۳ لیتر  
امکان استفاده انکوباتور مستقل و توأم با شیکر  
قابلیت اتصال به کامپیوتر  
دامنه دمایی همراه با شیکر (°C): ۴ الی ۵۰  
دامنه دمایی بدون شیکر (°C): ۵- الی ۱۰۰

ایران کد: ۲۸۳۲۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳



کد محصول: PIT053RS

### انکوباتور یخچال دار مدل PIT053R

حجم: ۵۳ لیتر  
دامنه دما (°C): ۵- الی ۱۰۰  
قابلیت اتصال به کامپیوتر

ایران کد: ۲۸۳۲۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲



کد محصول: PIT053R

### کانتر هماتولوژی

(شمارنده سلول هماتولوژی)  
مدل RC902

ایران کد: ۲۱۳۱۵۲۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱



کد محصول: RC902

### ست نگهدارنده (ارلن گیر)

شامل یک عدد ارلن گیر و ۲ عدد پیچ نگهدارنده  
مناسب انکوباتور شیکردار

ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۲



کد محصول: AS 1.60



میخی استیرر مدل MS65

حداکثر ظرفیت مخلوط نمودن : ۲۵۰ ml  
سرعت همزن : ۱۰۰ الی ۱۸۰۰ دور در دقیقه

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۳



کد محصول : MS65

شیکر لوله مدل LD8809

نوع حرکت: اوربیتالی  
سرعت ثابت : 2.600 rpm

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵



کد محصول : LD8809

هات پلیت با همزن مغناطیسی

مدل PIT300  
حداکثر ظرفیت مخلوط نمودن : ۱/۵ لیتر  
دما (°C) : ۵۰ الی ۳۰۰  
سرعت همزن : ۵۰ الی ۱۸۰۰ دور در دقیقه

ایران کد: ۲۸۳۴۱۴۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱



کد محصول : PIT300

## فهرست محصولات

| تجهیزات حجم برداری                                |    | جالبه‌ای، جعبه نوک سمپلر، جعبه میکروتیوب    |    | لوازم عمومی                                           |    |
|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|----|
| سمپلرهای تک کاناله و حجم متغیر                    | ۲  | استند پیمت و ترمومتر                        | ۱۸ | اپلیکاتور بدون پنبه                                   | ۲۸ |
| سمپلرهای تک کاناله و حجم ثابت                     | ۲  | پلاس رک‌ها                                  | ۱۸ | بش‌های دسته‌دار                                       | ۲۸ |
| پایه سمپلر گردان ۶ شاخه                           | ۶  | رک نگهدارنده لوله مخروطی                    | ۱۸ | پی ست یکپارچه                                         | ۲۸ |
| استند سمپلر ۵ خانه                                | ۶  | تکرک میکروتیوب دو طرفه                      | ۱۸ | پی ست با درب و نازل یکپارچه                           | ۲۸ |
| پیمت پاستورهای پلاستیکی                           | ۶  | تکرک کرایو                                  | ۱۸ | پی ست با درب و نازل یکپارچه لیل‌دار                   | ۲۸ |
| پیمت پاستور پلاستیکی مدرج                         | ۶  | جالبه‌ای‌های ساده پلاستیکی                  | ۱۸ | جارهای شستشوی پلاستیکی                                | ۲۸ |
| پیمت پاستور حباب متغیر                            | ۶  | جالبه‌ای یونیورسال ۲                        | ۱۹ | پیمت‌شور اتوماتیک تمام استیل                          | ۲۹ |
| پیمت پاستور اکسترا                                | ۷  | جالبه‌ای ایندورف                            | ۱۹ | آپسلانگ                                               | ۲۹ |
| جعبه‌های نوک سمپلر                                | ۷  | جالبه‌ای فالدون                             | ۱۹ | جای پیمت استیل                                        | ۲۹ |
| سیفیتی باکس و ایمنی                               |    | جالبه‌ای‌های مولتی رک                       | ۱۹ | جای پلیت استیل                                        | ۲۹ |
| سیفیتی باکس‌های مدل RCplus                        | ۸  | جعبه‌های میکروتیوب ترکیبی                   | ۲۰ | جعبه قرص روزانه                                       | ۲۹ |
| سیفیتی باکس‌های مدل Cplus                         | ۸  | جعبه‌های میکروتیوب                          | ۲۰ | جعبه قرص روزانه - هفتگی                               | ۲۹ |
| سیفیتی باکس‌های مدل Ra                            | ۸  | جعبه کرایو                                  | ۲۰ | جعبه قرص هفتگی                                        | ۲۹ |
| سیفیتی باکس‌های مدل Rb                            | ۹  | جعبه‌های نوک سمپلر                          | ۲۰ | رسیور پلاستیکی                                        | ۲۹ |
| سیفیتی باکس مدل XL                                | ۹  | رک زنجیره‌ای                                | ۲۰ | سید استیل                                             | ۲۹ |
| سیفیتی باکس‌های مدل Cd                            | ۹  | جالبه‌ای T3                                 | ۲۱ | رک خشک کن                                             | ۲۹ |
| سیفیتی باکس‌های مدل Cc                            | ۹  | رک مگامیکس                                  | ۲۱ | کاپ دارویی مدرج                                       | ۲۹ |
| سیفیتی باکس‌های جیبی                              | ۱۰ | رک چرخان                                    | ۲۱ | سینزیت (لگن همورونید) (SitzBath)                      | ۲۹ |
| آمیول بازکن                                       | ۱۱ | رک پازلی                                    | ۲۱ | ماسک بهداشتی                                          | ۲۹ |
| پایه‌های فلزی سیفیتی باکس                         | ۱۱ | رک‌های حمل نمونه                            | ۲۱ | لگن بهداشتی بیمار                                     | ۲۹ |
| پایه‌های پلاستیکی سیفیتی باکس                     | ۱۱ | لوازم حمل تجهیزات و انتقال نمونه            |    | مزورهای پلاستیکی                                      | ۳۰ |
| سینی‌های تزریقات و پانسمان                        | ۱۱ | بیوجار                                      | ۲۲ | دستکش نایلونی                                         | ۳۰ |
| ترالی سیفیتی باکس XL                              | ۱۱ | نگهدارنده‌های داخلی بیوجار                  | ۲۲ | دستگاه‌ها                                             |    |
| تجهیزات نمونه برداری و نمونه‌گیری                 |    | جعبه حمل نمونه بیولوژیکی (LA.BOX)           | ۲۲ | سانتریفوژ کلاسیک PIT140                               | ۳۱ |
| اسپاچولای پلاستیکی                                | ۱۲ | سینی‌های تزریقات و پانسمان                  | ۲۲ | روتورها و لوازم جانبی سانتریفوژ کلاسیک PIT140         | ۳۱ |
| پیمت پاستوردارویی - رپید تست                      | ۱۲ | سینی نمونه‌برداری و حمل نمونه               | ۲۲ | سانتریفوژهای یونیورسال سری Premium20000               | ۳۳ |
| پیمت پاستورهای پلاستیکی                           | ۱۲ | ظرف حمل نمونه پاتولوژی                      | ۲۳ | سانتریفوژهای یونیورسال سری PIT 320                    | ۳۳ |
| لوپ استاندارد فلزی                                | ۱۳ | کول باکس                                    | ۲۳ | روتورها و لوازم جانبی سانتریفوژهای یونیورسال          | ۳۳ |
| دسته فیلدوپلاتین                                  | ۱۳ | کیف کمک‌های اولیه                           | ۲۳ | رولر میکسر همانولوژی                                  | ۴۲ |
| ظروف ادرار ۲۴ ساعته                               | ۱۳ | پایه دیواری کیف کمک‌های اولیه               | ۲۴ | رولر میکسر همانولوژی دیجیتالی                         | ۴۲ |
| ترالی حمل فایل‌های لام، بلوک بافت، تیشوکاست       | ۱۳ | کیف حمل نمونه                               | ۲۴ | روتامیکس‌های PIT090 و روتورها                         | ۴۲ |
| فایل‌های نگهداری لام، بلوک بافت، تیشوکاست         | ۱۳ | کیف‌های یونیورسال                           | ۲۴ | روتامیکس‌های PIT180 و روتورها                         | ۴۴ |
| قالب پردازش بافت (تیشوکاست) - درب دار و بدون درب  | ۱۴ | تجهیزات آزمایش‌های میکروسکوپی و رنگ آمیزی   |    | روتامیکس‌های PIT: کلیپس‌های فلزی و پلاستیکی           | ۴۸ |
| قالب‌های بلوک گیریکار مصرف                        | ۱۴ | ترالی حمل فایل‌های لام، بلوک بافت، تیشوکاست | ۲۶ | شیکر روتاتور مدل PIT10LO                              | ۴۹ |
| کپسول بافت استیل                                  | ۱۴ | جار رنگ آمیزی درب دار                       | ۲۶ | سینی‌های شیکر روتاتور                                 | ۴۹ |
| لوله‌های مخروطی مدرج همراه با رک نگهدارنده        | ۱۴ | ست‌های رنگ آمیزی                            | ۲۶ | ارلن‌گیر                                              | ۵۰ |
| قوطی مدفوع قاشق‌کدار                              | ۱۴ | سبد رنگ آمیزی دسته دار                      | ۲۶ | راکر شیکر                                             | ۵۰ |
| سافت گاروهای اطفال و بزرگسال                      | ۱۵ | جای لام شیاردار پلاستیکی                    | ۲۶ | شیکر میکروپلیت مدل PIT3.0                             | ۵۰ |
| گاروهای خونگیری اطفال و بزرگسال                   | ۱۵ | جعبه‌های جای لام                            | ۲۶ | اتکوباتورهای سری PIT115 (کلاسیک، یخچال دار)           | ۵۰ |
| گاروفیکس وین                                      | ۱۵ | سینی رنگ آمیزی با جای لام شیاردار           | ۲۶ | اتکوباتورهای سری PIT053 (کلاسیک، یخچال دار، شیکر دار) | ۵۰ |
| لوله نمونه برداری قاشک دار                        | ۱۵ | فایل نگهداری لام                            | ۲۶ | شمارنده سلول همانولوژی                                | ۵۰ |
| لوله‌های ساده (با درب و بدون درب) ۱۶×۱۰۰ و ۱۲×۱۰۰ | ۱۵ | فولدر لام تک خانه و دو خانه                 | ۲۷ | شیکر لوله مدل LD8809                                  | ۵۱ |
| لوله‌های ساده (با درب و بدون درب) ۱۶×۱۰۰ و ۱۲×۱۰۰ | ۱۵ | قلم الماس                                   | ۲۷ | میننی استیرر مدل MS65                                 | ۵۱ |
| لوله CBC                                          | ۱۵ | لام‌های گوده‌دار سرولولوی - شفاف و سفید     | ۲۷ | هات پلیت با همزن مغناطیسی                             | ۵۱ |
| لوله ۱۲×۷۵ (گاما کانتر) - شفاف و مات              | ۱۶ | لام ساده میکروسکوپ کد ۷۱۰۲                  | ۲۷ |                                                       |    |
| درب لوله‌ی لبه دار ۱۶mm، ۱۲mm و ۱۶mm              | ۱۶ | لام پلاستیکی میکروسکوپ کد ۷۱۰۵              | ۲۷ |                                                       |    |
| ست جمع‌آوری نمونه                                 | ۱۶ | لام پلاستیکی میکروسکوپ کد ۷۱۰۱              | ۲۷ |                                                       |    |
| لوله‌های مخروطی                                   | ۱۶ |                                             |    |                                                       |    |
| لوله‌های مخروطی کهریابی                           | ۱۶ |                                             |    |                                                       |    |

## مجموعه دانش بنیان پل ایده آل پارس و پل ایده آل تجهیز

ما در مجموعه دانش بنیان پل ایده آل پارس و پل ایده آل تجهیز معتقدیم که دستیابی به نتایج دقیق آزمایشگاهی، مستلزم بهره‌مندی متخصصین و آزمایشگاه‌های کشور از بهترین، باکیفیت‌ترین و به‌روزترین ملزومات و تجهیزات است.

با این هدف تیم‌های تخصصی ما همواره تلاش کرده‌اند تا علاوه بر تولید محصولات باکیفیت، با به‌کارگیری اطلاعات به‌روز، بهینه‌ترین و کارآمدترین امکانات را برای جامعه‌ی پزشکی و آزمایشگاهی فراهم آورند. لذا با تکیه بر توان علمی و تجربه مدیران و متخصصان خود، تا به امروز در حوزه‌ی طراحی و تولید محصولات آزمایشگاهی و پزشکی با بالاترین کیفیت قدم برداشته‌ایم.

مجموعه ما با دارا بودن گواهینامه ISO 9001 و ISO 13485 همواره بر آن است که در تمامی مراحل طراحی، تامین مواد اولیه، تولید و خدمات پس از فروش، با به‌کارگیری سیستم کنترل کیفیت، ارائه محصولات باکیفیت به مشتریان خود را تضمین نماید.

ما در طول ۴ دهه فعالیت در زمینه تولید و ارائه تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، علاوه بر توسعه خط تولید و نیروی متخصص، سعی کرده‌ایم تا جنبه‌های مختلف نیازهای مشتریان خود را هم در بخش محصولات و هم در بخش خدمات در نظر بگیریم. راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی کالبراسیون (دارای گواهینامه ISO 17025) قدمی موثر در راستای تامین نیاز مخاطبین ما بوده است.


ما در مجموعه پل ایده آل پارس و پل ایده آل تجهیز خود را متعهد می‌دانیم تا با تمرکز بر نیازهای جامعه و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و نوین، در مسیر توسعه سلامت جامعه، همراه شما باشیم.



پل ایده آل تجهیز



پل ایده آل پارس



بیش از ۱۰۰۰ نماینده در سراسر ایران

شرکت پل ایده آل پارس مفتخر است تا با ایجاد شبکه توزیع گسترده، جهت رفع نیاز مخاطبین خود در صنایع مختلف و همچنین مراکز تحقیقاتی مانند آزمایشگاه‌های شیمی و بیوشیمی، تشخیص طبی، زیست‌شناسی، داروسازی، صنایع غذایی، بالینی، تجهیزات بیمارستانی و... در سراسر ایران فعالیت نماید.



ارتباط با ما

واحد فروش

تلفن : ۰۲۱-۸۸۵۴۵۹۲۲-۹  
فکس : ۰۲۱-۸۸۷۶۷۱۵۹

دفتر مرکزی

تلفن : ۰۲۱-۸۸۷۶۵۸۴۷ و ۰۲۱-۸۸۷۶۵۹۱۵ و ۰۲۱-۸۸۷۶۷۰۱۹  
فکس : ۰۲۱-۸۸۷۶۵۵۶۱





آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح  
 خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول  
 کد پستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳-۱۵۸۷۵  
 تلفن: ۸۸۵۴۵۹۲۲-۹ (۰۲۱) ☎ ۰۹۱۲۳۳۴۰۱۹۷  
 فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ (۰۲۱) و ۸۸۷۶۵۵۶۱ (۰۲۱)

🌐 [www.medpip.com](http://www.medpip.com) ✉ [info@medpip.com](mailto:info@medpip.com) 🏢 Pole Ideal Pars Co. 📱 [poleideal](https://www.poleideal.com)

CAT NO. : 02232