




پل ایده آل تجهیز

Shaker Rotator


مدل PIT10LO



سینی پتری دیش



سینی یونیورسال



سینی قیف جدا کننده

Cat.No.:02289



دستگاه شیکر روتاتور مدل PIT10LO طراحی و تولید شرکت پل ایده آل تجهیز، جهت مصارف عمومی و تخصصی می باشد. دستگاه مزبور از تجهیزات اولیه انواع آزمایشگاهها از جمله تشخیص طبی، صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع غذایی، آموزشی، شیمی و ... می باشد. شیکر روتاتور مدل PIT10LO با ظرفیت بالا و لوازم جانبی متنوع، امکان ترکیب و هم زدن گسترده وسیعی از سیالات را فراهم نموده و پاسخگوی بسیاری از آزمایشهای مرتبط می باشد.

ویژگی ها

- دامنه‌ی چرخش از ۲۰ الی ۵۰۰ دور در دقیقه
- امکان هم زدن سیالات به روش‌های خطی یا اوربیتالی (مطابق سفارش مشتری)
- دارای سیستم دورانی بی صدا
- دارای صفحه‌ی نمایش دیجیتال
- دارای تعادل مناسب در هنگام کار
- امکان نصب سینی‌های متنوع جهت ظروف مختلف
- جهت اطلاع از آخرین لیست موجودی قطعات جانبی به وب سایت شرکت مراجعه شود.
- طراحی زیبا و ارگونومیک
- قابلیت اتصال به کامپیوتر
- محافظت از قطعات حساس در برابر ریزش احتمالی مایعات مورد آزمایش

مشخصات فنی شیکر روتاتور PIT10LO	
نحوه حرکت	اوربیتالی یا خطی (به سفارش مشتری)
دامنه حرکتی سینی (mm)	۱۰
حداکثر ظرفیت بارگذاری (تابعی از سرعت) (kg)	۷/۵
زمان مجاز استفاده	بدون محدودیت
نحوه عملکرد	با محدودیت زمانی یا نامحدود
دامنه سرعت (rpm)	۲۰ الی ۵۰۰
نمایشگر سرعت	دیجیتال
تایمر	صفر الی ۵۹ : ۹۹ - ∞
نمایشگر تایمر	دیجیتال
ابعاد خارجی بدون سینی (ارتفاع × عمق × عرض) (mm)	۳۶۰ × ۴۲۰ × ۱۰۰
حداکثر توان (W)	۱۰
ولتاژ (VAC)	۲۱۰ الی ۲۳۰
فرکانس (Hz)	۵۰
وزن تقریبی (Kg)	۹
دمای مجاز محیط	۵ (°C) الی ۵۰
حداکثر رطوبت نسبی مجاز	۸۰ (%)



آدرس دفتر مرکزی: تهران- بلوار کشاورز- خیابان فلسطین جنوبی- خیابان حجت دوست- پلاک ۱۳- واحد ۱۱

تلفن: ۳-۸۸۹۹۴۴۸۲ دورنگار: ۸۸۹۹۴۴۸۴

تلفن دفتر فروش: ۸۸۵۴۵۹۲۲ (خط ۱۰) کد پستی: ۱۴۱۶۶۹۴۳۱۱

Rotator Shaker